

Anexo 2: Recogida de muestra balano-prepucial

Fundamento: La toma de muestra anal está indicada principalmente para estudio de levaduras y bacterias

Muestra: Exudado balano-prepucial

1- VOLANTE DE PETICIÓN:

Se remitirá un volante de petición solicitado a través de MPA DIRAYA correctamente cumplimentado por cada muestra; para ello, véase apartado del POE general de la toma de muestra por el propio paciente, con las siguientes especificaciones:

- Datos de la paciente
- Servicio de procedencia
- Datos del médico solicitante
- Datos de interés clínico
- Tipo de muestra: orina y líquido seminal
- Determinación:
 - Exudado balano-prepucial: cultivo BACTERIAS+ HONGOS.

2- RECOGIDA DE LA MUESTRA:

- Muestra balano-prepucial
- En el Centro de Salud se le proporcionará las indicaciones y el material necesario para la recogida de la muestra
- Material necesario:
 1. Torunda de algodón con medio de transporte.
- Técnica:
 1. Se debe recoger la muestra con una torunda estéril de algodón con medio fundamentalmente para el aislamiento de *Candida spp.*, y . Para realizar la toma se frotará la torunda en el surco balano prepucial.
- Número de muestras y/o volumen:
 1. Una torunda en medio de transporte



3- TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA:

Enviar al laboratorio **el mismo día** de la obtención y, si no es posible, al día siguiente refrigerada o a temperatura ambiente.

Muestra	Envase	Transporte Tiempo Temperatura	Conservación Tiempo, TemperaturE
Exudado balanoprepucial	Torunda con medio de transporte 	≤2 H, TA	≤24 H, TA o 2-8°C