

Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro	Nombre	CARACTERISTICAS	CIP USO OBLIGATORIO
1	SU.PC.SANI.01.02.0 1.000006	F25460	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ANAT./ ABS. 600-900ml.-Talla única. Centros Sociosanitarios residenciales	Constituido por un cuerpo absorbente con forma de compresa anatómica, que se ajusta al cuerpo del paciente mediante una malla elástica, lavable y totalmente transpirable. Capa posterior impermeable y transpirable con un laminado hidrófobo que garantiza la total impermeabilidad de esta capa, al tiempo que favorece la transpiración de la piel. Contiene una emulsión aplicada en forma de bandas impregnada a lo largo la capa textil interior en contacto con el paciente, que se transfiere en contacto con la misma y que posee propiedades dermoactivas. Contiene una lámina de adquisición y difusión en la zona superior del núcleo que evita encharcamientos en un punto concreto, distribuyendo la orina a lo largo de todo el núcleo. Doble núcleo superabsorbente que garantiza una óptima capacidad de absorción y retención del producto, eliminándose el riesgo de fugas y maceración de la piel al mismo tiempo que previene de encharcamientos en localizaciones puntuales. Neutralizador del olor: Las partículas superabsorbentes poseen propiedades neutralizantes de olor. Barreras antiescapes: Dos bandas de hidrófobo, que recogen la orina en el momento de la micción, facilitan su absorción y evitan escapes entre las piernas, incluso ante micciones bruscas. Indicador del nivel de saturación que permite controlar desde el exterior. MATERIALES. Pasta de celulosa. TALLA UNICA.	SI
2	SU.PC.SANI.01.02.0 1.000005	F25459	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ANAT./ ABS. 900-1200ml.-Talla única. Centros Sociosanitarios residenciales	Constituido por un cuerpo absorbente con forma de compresa anatómica, que se ajusta al cuerpo del paciente mediante una malla elástica, lavable y totalmente transpirable. Capa posterior impermeable y transpirable con un laminado hidrófobo que garantiza la total impermeabilidad de esta capa, al tiempo que favorece la transpiración de la piel. Contiene una emulsión aplicada en forma de bandas impregnada a lo largo la capa textil interior en contacto con el paciente, que se transfiere en contacto con la misma y que posee propiedades dermoactivas. Contiene una lámina de adquisición y difusión en la zona superior del núcleo que evita encharcamientos en un punto concreto, distribuyendo la orina a lo largo de todo el núcleo. Doble núcleo superabsorbente que garantiza una óptima capacidad de absorción y retención del producto, eliminándose el riesgo de fugas y maceración de la piel al mismo tiempo que previene de encharcamientos en localizaciones puntuales. Neutralizador del olor: Las partículas superabsorbentes poseen propiedades neutralizantes de olor. Barreras antiescapes: Dos bandas de hidrófobo, que recogen la orina en el momento de la micción, facilitan su absorción y evitan escapes entre las piernas, incluso ante micciones bruscas. Indicador del nivel de saturación que permite controlar desde el exterior. MATERIALES. Pasta de celulosa. TALLA UNICA.	SI
3	SU.PC.SANI.01.02.0 1.000000	E86803	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO C/ CINTURÓN / ABS. 900-1200ml.-Talla: grande (126-150cm);	Pañal elástico con cinturón ergonómico y plano facilitando la mejor adaptación al cuerpo, ofrece mayor seguridad contra derrames e incorpora indicador de humedad que cambia de color indicando el cambio del producto. Material inferior: Celulosa pura súper absorbente cubierto de tejido sin tejer por proceso térmico. Doble banda elástica trasera y delantera. Material soporte: Polietileno. 1.- SUPERFICIE INTERNA: Material no tejido resistente a base de fibra de polipropileno con transpirabilidad, aislando la piel del núcleo de absorción para mantenerla seca y evitar irritación en la piel. Capa de transferencia de líquidos que permite que el líquido drene rápidamente al interior del absorbente y se disperse en el núcleo. 2.- NÚCLEO ABSORBENTE: Capa de absorción, compuesto por pulpa de celulosa pura y una capa de polietileno combinada con bordes sellados que asegura una protección contra derrames. Alta capacidad de absorción y retención. 3.- SUPERFICIE EXTERNA: capa impermeable compuesta de polietileno para evitar que la humedad salga al exterior, no ruidosos y manteniendo su integridad en el uso. Prevención de malos olores y antideslizante. Máxima seguridad contra los desgarros y Marcado CE. "COMPOSICION. celulosa, SAP, tela sin tejer, polietileno, elásti. Cierre reposicionable. Barreras laterales.	SI

Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro	Nombre	CARACTERISTICAS	CIP USO OBLIGATORIO
4	SU.PC.SANI.01.02.0 1.000000	E86802	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO C/ CINTURÓN / ABS. 900-1200ml.-Talla:mediana (71-125cm);	Pañal elástico con cinturón ergonómico y plano facilitando la mejor adaptación al cuerpo, ofrece mayor seguridad contra derrames e incorpora indicador de humedad que cambia de color indicando el cambio del producto. Material inferior: Celulosa pura súper absorbente cubierto de tejido sin tejer por proceso térmico. Doble banda elástica trasera y delantera Material soporte: Polietileno. 1.- SUPERFICIE INTERNA: Material no tejido resistente a base de fibra de polipropileno con transpirabilidad, aislando la piel del núcleo de absorción para mantenerla seca y evitar irritación en la piel. Capa de transferencia de líquidos que permite que el líquido drene rápidamente al interior del absorbente y se disperse en el núcleo. 2.- NÚCLEO ABSORBENTE: Capa de absorción, compuesto por pulpa de celulosa pura y una capa de polietileno combinada con bordes sellados que asegura una protección contra derrames. Alta capacidad de absorción y retención . 3.- SUPERFICIE EXTERNA: capa impermeable compuesta de polietileno para evitar que la humedad salga al exterior, no ruidosos y manteniendo su integridad en el uso. Prevención de malos olores y antideslizante. Máxima seguridad contra los desgarros y Marcado CE. "COMPOSICION.celulosa, SAP, tela sin tejer, polietileno, elásti.Cierre reposicionable.Barreras laterales.	SI
5	SU.PC.SANI.01.02.0 1.000001	F77182	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO RECTANGULAR / ABS. 600-900ml-Talla única. Centros Sociosanitarios residenciales	Núcleo absorbente: Permite una absorción y difusión de la orina hacia las zonas de almacenamiento gracias a su diseño romboidal evitando así el estancamiento de líquidos. Los extremos del núcleo están sellados para evitar fugas en caso de saturación. Núcleo muy regular por las fibras largas que lo componen. Tacto muy suave para mayor comfort del paciente.Material,Celulosa 100% de fibra , tramada longitudinalmente para mejorar sus resultados de absorción y retención. Su gramaje es de 1.080 g/m2,aprox. Esta recubierta por un film de Tejido No tejido, 100% en polipropileno termo soldado.	SI
6	SU.PC.SANI.01.02.0 1.100001	F77184	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. 600-900ml-Talla:grande (126-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente de un solo uso, de forma anatómica. Está compuesto por: una capa superior de celulosa y fibras de poliéster, un núcleo principal que lleva incorporado partículas de súper absorbente formado por tres capas, recubrimiento en la parte superior de tejido no tejido hidrófilo, recubierto en su parte posterior :por una lámina de polipropileno hidrófobo y por una lámina de polietileno totalmente impermeable - Absorción en zona de micción: mezcla de celulosa y fibras de poliéster que favorece la rápida absorción y mantiene tanto el absorbente como la piel seca. - Barreras integrales verticales de protección, a ambos lados del núcleo absorbente, limita de forma significativa los riesgos de fuga. Su textura ultra suave - Los núcleos absorbentes están compuestos de celulosa de fibras largas que permiten mantener la integridad del núcleo a lo largo de la utilidad del absorbente. Asimismo la capa de polipropileno en contacto con la piel es de fibras multidireccionales y evita la rotura del absorbente. - Cintura Elástica de licra a ambos lados del absorbente para un mejor ajuste. - Adhesivos reposicionables: parte adhesiva+velcro - Capa externa de tejido no tejido - Neutralizante de olor y dermoprotección: super absorbente con encimas anti-olor, mantiene el ph de la piel. - Indicador de humedad - No latex ni derivados	SI

Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro	Nombre	CARACTERISTICAS	CIP USO OBLIGATORIO
7	SU.PC.SANI.01.02.0 1.100001	F77183	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. 600-900ml-Talla:mediana (71-125cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente de un solo uso, de forma anatómica. Está compuesto por: una capa superior de celulosa y fibras de poliéster, un núcleo principal que lleva incorporado partículas de súper absorbente formado por tres capas, recubrimiento en la parte superior de tejido no tejido hidrófilo, recubierto en su parte posterior por una lámina de polipropileno hidrófobo y por una lámina de polietileno totalmente impermeable - Absorción en zona de micción: mezcla de celulosa y fibras de poliéster que favorece la rápida absorción y mantiene tanto el absorbente como la piel seca. - Barreras integrales verticales de protección, a ambos lados del núcleo absorbente, limita de forma significativa los riesgos de fuga. Su textura ultra suave - Los núcleos absorbentes están compuestos de celulosa de fibras largas que permiten mantener la integridad del núcleo a lo largo de la utilidad del absorbente. Asimismo la capa de polipropileno en contacto con la piel es de fibras multidireccionales y evita la rotura del absorbente. - Cintura Elástica de licra a ambos lados del absorbente para un mejor ajuste. - Adhesivos reposicionables: parte adhesiva+velcro - Capa externa de tejido no tejido - Neutralizante de olor y dermoprotección: super absorbente con encimas anti-olor, mantiene el ph de la piel. - Indicador de humedad - No latex ni derivados	SI
8	SU.PC.SANI.01.02.0 1.100002	F25461	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. 900-1200ml-Talla:grande (126-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente de un solo uso, de forma anatómica con elásticos. Está formado por una capa superior de celulosa y fibras de poliéster que permite una rápida absorción de los fluidos y un núcleo central de almacenamiento compuesto por fibras de celulosa y partículas superabsorbentes. Incorpora un recubrimiento en la parte exterior de polietileno impermeable y un tejido no tejido suave con tacto de algodón. La parte interior está recubierta por un polipropileno hipoalergénico suave para la piel. Incorpora hilos elásticos en la zona de la entrepierna. Con cintura elástica en la parte anterior y posterior que amolda el producto al cuerpo y evita fugas. Se ajusta al cuerpo mediante cuatro etiquetas reposicionables tipo velcro + cola que se pueden pegar y despegar tantas veces como sea necesario. Con barreras interiores antifugas, indicador del nivel de humedad y partículas neutralizadoras del olor. Libre de látex.MATERIALES..PASTA DE CELULOSA: 100% fibra TEJIDO NO TEJIDO INTERIOR : 100% polipropileno hidrófobo CAPA EXTERIOR: lámina de polietileno impermeable + lamina de polipropileno suave PARTICULAS SUPERABSORBENTES: Poliacrilato de sodio INDICADOR DE HUMEDAD: Inyección de tinta ELASTICOS PRETENSADOS: suaves hilos de lycra BARRERAS ANTIFUGAS: bandas de tejido no tejido , que incorporan dos tiras de lycra soldadas . ETIQUETAS DE CIERRE: 4 cierres con enganche tipo velcro + cola.	SI
9	SU.PC.SANI.01.02.0 1.100003	F25466	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. > 1200ml-Talla:extra grande (>150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente elástico con cintas adhesivas en la cintura para su fijación.La capa superior está compuesta por una mezcla homogénea de celulosa y fibra de poliéster que favorece la rápida absorción y un núcleo principal que lleva incorporadas partículas de súper absorbente con enzimas antiolor. Capa exterior de tejido no tejido impreso que indica nivel de absorción y la talla. Suave y flexible capa externa impermeable.El cuerpo absorbente está compuesto por: fibras de polipropileno. hipoalérgico e hidrófilo en contacto con la piel, que facilita la absorción y se mantiene siempre seco, impregnado con una emulsión dermoactiva en forma de bandas.fibras de polipropileno. hipoalérgico e higrófobo, para la fabricación de las barreras antiescapes. - fibras de poliéster, formando la capa de adquisición-difusión rápida de orina. - Laterales transpirable, permiten la libre transpiración de la piel en las caderas del paciente evitando su maceración. - Cintura elástica, constituida por un material elástico colocado en la parte posterior, termosoldado - Etiquetas de cierre de velcro y adhesivo reutilizables. - Hilos de lycra: tres a cada lado del absorbente. - Indicador de humedad, aplicado sobre la capa posterior textil, indica el nivel de saturación del producto.	SI

Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro	Nombre	CARACTERISTICAS	CIP USO OBLIGATORIO
10	SU.PC.SANI.01.02.01.100003	F25465	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. > 1200ml-Talla:mediana (71-125cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente de un solo uso, de forma anatómica. Compuesto por: una capa superior de celulosa y fibras de poliéster , un núcleo principal que lleva incorporado partículas de súper absorbente formado por tres capas , recubrimiento en la parte superior de tejido no tejido hidrófilo ,recubierto en su parte posterior : por una lámina de polipropileno hidrófobo y por una lámina de polietileno totalmente impermeable. Tejido no tejido en los laterales del absorbente elástico. Dos barreras integrales verticales de protección, a ambos lados del núcleo absorbente, limita los riesgos de fuga. Las barreras integrales anti fugas están realizadas en un tejido « S.M.S » impermeable. Su textura ultra suave. Sujeción que dispone de 4 tiras autoadhesivas reajustables y sendos ajustes elásticos en la entre-pierna, que permiten adaptarse al cuerpo del paciente. La cintura elástica permite ajustar perfectamente el absorbente.Presenta un "Indicador de Humedad" en la parte central que permite visualizar el grado de saturación del absorbente. Sin LATEX o derivados. Zona de micción: mezcla de celulosa y fibras de poliéster - Barreras integrales verticales de protección, a ambos lados del núcleo absorbente. - Los núcleos absorbentes están compuestos de celulosa de fibras largas que permiten mantener la integridad del núcleo a lo largo de la utilidad del absorbente. Asimismo la capa de polipropileno en contacto con la piel es de fibras multidireccionales y evita la rotura del absorbente. - Cintura Elástica de licra a ambos lados del absorbente para un mejor ajuste. - 4 Adhesivos reposicionables: parte adhesiva+velcro - Capa externa de tejido no tejido - Neutralizante de olor y dermoprotección: super absorbente con encimas anti-olor, mantiene el ph de la piel. - Indicador de humedad.	SI
11	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78341	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla: Grande (cintura entre 90-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Braga Absorbente: Barreras antifuga. Elásticos inguinales. Cintura elástica Indicador de la saturación fácilmente indetectable. Composición del pañal y el absorbente : Capa interna de tejido sin tejer . Capa intermedia de absorbente con superabsorbente . Capa externa impermeable transpirable con la capa de transferencia de líquidos . Neutralizantes del olor. Envase con varias unidades con etiquetado en el que figure: - Denominación comercial. - Referencia del fabricante. - Número de lote.	SI
12	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78342	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla:Mediana (cintura entre 70-120 cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Braga Absorbente: Barreras antifuga. Elásticos inguinales. Cintura elástica Indicador de la saturación fácilmente indetectable. Composición del pañal y el absorbente : Capa interna de tejido sin tejer . Capa intermedia de absorbente con superabsorbente . Capa externa impermeable transpirable con la capa de transferencia de líquidos . Neutralizantes del olor. Envase con varias unidades con etiquetado en el que figure: - Denominación comercial. - Referencia del fabricante. - Número de lote.	SI
13	SU.PC.SANI.01.02.01.300001	F46730	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 900-1200ml/ BRAGA-Talla:Grande (cintura entre 90-150cm);	Braga Absorbente: Barreras antifuga. Elásticos inguinales. Cintura elástica Indicador de la saturación fácilmente indetectable. Composición del pañal y el absorbente : Capa interna de tejido sin tejer . Capa intermedia de absorbente con superabsorbente . Capa externa impermeable transpirable con la capa de transferencia de líquidos . Neutralizantes del olor. Envase con varias unidades con etiquetado en el que figure: - Denominación comercial. - Referencia del fabricante. - Número de lote.	SI

Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro	Nombre	CARACTERISTICAS	CIP USO OBLIGATORIO
14	SU.PC.SANI.01.02.01.300001	F46731	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 900-1200ml/ BRAGA-Talla:Mediana (cintura entre 70-120 cm);	Braga Absorbente: Barreras antifuga. Elásticos inguinales. Cintura elástica. Indicador de la saturación fácilmente indentificable. Composición del pañal y el absorbente : Capa interna de tejido sin tejer . Capa intermedia de absorbente con superabsorbente . Capa externa impermeable transpirable con la capa de transferencia de líquidos . Neutralizantes del olor. Envase con varias unidades con etiquetado en el que figure: - Denominación comercial. - Referencia del fabricante. - Número de lote.	SI