

A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y ACTO DE APERTURA DEL SOBRE NÚM. 3, PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE 179/2023 POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PAAM 4/23.

En Córdoba, siendo las doce horas del día 26 de septiembre de 2023, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder al examen y aprobación del Informe Técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, así como para la apertura del sobre electrónico núm. 3 que contiene la documentación para su valoración conforme a criterios de adjudicación automáticos de las empresas licitadoras en el Expediente de contratación 179/2023 convocado para la contratación del **Acuerdo Marco para el suministro, de tracto sucesivo y precios unitarios, de material genérico de infusión- extracción intravascular y percutanea (subgrupo 01.05 del catalogo SAS), con destino a los centros adscritos a la Central Provincial de Compras de Córdoba (PAAM 4/23).**

PRESIDENTA

D^a. Amparo Simón Valero
Directora Económica Administrativa y de la CPCC

VOCALES

D. Javier I. Corral Martín
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial de la S.A.S

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto

D^a. M^a Luisa García Alijo
Subdirectora de Contratación Administrativa

SECRETARIA

D^a Eva María Rojas Calvo
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión anterior del día 28 de abril de 2023, en la que se acordó solicitar informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación no automáticos.

Código:	6hwMS885PFIRMAUXEnRgwHoXIBW2ch	Fecha	16/10/2023	
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/53	

A continuación, a la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente, si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Posteriormente, la Mesa de Contratación procede al examen del informe técnico emitido por la Comisión Técnica encargada de la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, acordándose su aprobación por unanimidad, **según ANEXO adjunto** a la presente acta.

Quedan admitidas, al cumplir el umbral mínimo exigible de los criterios de adjudicación no automáticos previstos en el anexo al cuadro resumen núm. 1 de este expediente y, por tanto, puede continuar en el proceso de valoración de criterios de adjudicación automáticos, las empresas licitadoras relacionadas a continuación:

- 1- 3M ESPAÑA SL
- 2- AMEBIL SOCIEDAD LIMITADA
- 3- AMEVISA SA
- 4- BAXTER SL
- 5- B BRAUN MEDICAL SA
- 6- BECTON DICKINSON SA
- 7- CARDIVA 2 SL
- 8- CV MEDICA SL
- 9- ENVASES FARMACEUTICOS SA
- 10- FARMABAN, SA
- 11- FERRER FARMA SA
- 12- FRESENIUS KABI ESPAÑA SLU
- 13- GAMMA SOLUTIONS HEALTH SL
- 14- GARRIC MEDICA SL
- 15- GRIFOLS MOVACO, S.A.
- 16- I.H.T. MEDICAL SA
- 17- IBERHOSPITEX SA
- 18- Iberian Care 2016 S.L.
- 19- ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS SL
- 20- INTERSURGICAL ESPAÑA SL
- 21- IZASA HOSPITAL SLU
- 22- KRAPE SA
- 23- LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL
- 24- LAMBRA SL
- 25- MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL
- 26- NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.

Código:	6hwMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch	Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/53



- 27- OIARSO S.COOP
28- PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L
29- SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL
30- TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA
31- VYGON SAU

A continuación, la Presidenta de la Mesa de Contratación, expone que se ha recibido en fecha 18 de abril de 2023, una vez finalizado el plazo de presentación de las ofertas de este expediente, y mediante registro telemático, un escrito de la empresa **GARRIC MEDICA, S.L.** en el que manifiesta que con fecha 17 de abril de 2023 ha presentado oferta correspondiente al expediente PAAM 4/23 para el suministro, de tracto sucesivo y precios unitarios, de material genérico de infusión- extracción intravascular y percutánea (subgrupo 01.05 del catalogo SAS), con destino a los centros adscritos a la Central Provincial de Compras de Córdoba y que “ inmediatamente después de presentar la oferta, esta parte ha podido percatarse de que el Anexo VII, en el que se encuentra nuestra oferta económica, se ha adjuntado por un error humano de transcripción un documento incompleto y de prueba que se había archivado en el equipo informático, y en el que se contempla información errónea. En concreto, el documento contiene precios unitarios sin IVA (en lugar de precios unitarios con IVA), no incluye el desglose de la cuantía del impuesto, ni tampoco el precio unitario de venta” y que “ bajo ningún concepto y bajo nuestra responsabilidad, es intención de esta parte modificar la oferta económica presentada, que se mantiene en los mismos términos, una vez incorporado el importe resultante de la aplicación del IVA, por lo que no se da con ello ningún tipo de beneficio frente al resto de licitadores, o la infracción del principio de igualdad de trato. Más aún, cuando el presente escrito se presenta sin haberse procedido a la apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas de las demás empresas concurrentes, lo que constata que el objetivo de mi representada no es otro que subsanar el error material cometido a la hora de seleccionar el documento correcto a presentar, y poder concurrir así plenamente en el proceso de adjudicación, de acuerdo con el principio de libre concurrencia.” Concluye dicho escrito con la solicitud de apertura de un plazo de subsanación del documento de la oferta económica para poder incluir la información correcta relativa al precio con IVA incluido, así como la cuantía del IVA y el precio unitario de venta ofertado.”

Deliberada la cuestión por la Mesa de Contratación, acuerda por unanimidad atender al requerimiento del licitador de abrir un período de subsanación una vez que se realice la apertura del sobre núm.3 que contiene la oferta económica a fin de que alegue lo que considere oportuno a su derecho.

A continuación, se procede a la apertura del sobre núm. 3 que contiene la documentación evaluable conforme a criterios automáticos. No obstante, no es posible abrir dicho sobre debido a incidencias técnicas de la aplicación de Sirec.

Y, finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las doce horas y treinta minutos del día arriba indicado.

De todo lo anterior, yo, la secretaria, doy fe,

Vº Bº LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

ROJAS CALVO
EVA MARIA -
30950091A

Firmado digitalmente
por ROJAS CALVO EVA
MARIA - 30950091A
Fecha: 2023.10.16
11:25:22 +02'00'

Código:	6hWMS885PFIRMAUXEnRgwHoXIBW2ch	Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	3/53
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

CPC: Córdoba
OBJETO DEL CON

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENERICO DE INFUSION-EXTRACCION INTRAVASCULAR Y PERCUTANEA (SUBGRUPO 01.05 DEL CATALOGO SAS), CON DESTINO A LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA

Nº de EXPEDIENTE 179/2023 PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	1	SU.PC.SANI.01.05.0 0.002000	B38541	JERINGA CONO LUER 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer;			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S2PL2 CIP: 100150335741	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
1	2	SU.PC.SANI.01.05.0 0.005000	B39221	JERINGA CONO LUER 5ml.-Tipo de Conexión:luer;			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S2PL5 CIP: 100150335943	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
1	3	SU.PC.SANI.01.05.0 0.010000	B38097	JERINGA CONO LUER 10ml.-Tipo de Conexión:luer;			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S2PL10 CIP: 100150336155	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
1	4	SU.PC.SANI.01.05.0 0.020000	B39223	JERINGA CONO LUER 20ml.-Tipo de Conexión:luer;			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S2PL20 CIP: 100153527480	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
2	5	SU.PC.SANI.01.05.0 0.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[33];Esterilidad:Sólo interna;			AMEVISA, S.A.		REF: FL0305N CIP:10016126089 6	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
2	6	SU.PC.SANI.01.05.0 0.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;			AMEVISA, S.A.		REF: FL1010N CIP:10016126099 7	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch	Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[33];Esterilidad:Sólo interna;			BECTON DICKINSON S.A.U		REF:306573 CIP:100029589370	Oferta buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa no es transparente, si no que es translucido lo que puede llevar a no poder valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;			BECTON DICKINSON S.A.U		REF:306575 CIP:100029600099	Oferta buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa no es transparente, si no que es translucido lo que puede llevar a no poder valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[33];Esterilidad:Sólo interna;			GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.		REF: catheflush3ml	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;			GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.		REF: catheflush10ml	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[33];Esterilidad:Sólo interna;			GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 90311 CIP: 100147961458	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40

Código:	6hWMS85PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch				Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO					
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/				Página	5/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;			GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 90318 CIP: 100147962367	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[33];Esterilidad:Sólo interna;			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF:FL0305N CIP: 100158869934	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: FL1010N CIP: 100158879036	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.301000	B48079	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	AMEVISA, S.A.		REF:CH03001LL CIP:100128923354	Oferta muy buena, cumple característica técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta expresada en centésimas de ml, estando todas ellas marcadas. Tiene serigrafiado en la jeringa libre de látex. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.302000	B38279	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	AMEVISA, S.A.		REF:CH03003LL CIP:100161258673	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de decima en decima de ml, identificado hasta 3 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	6/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
3	9	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	AMEVISA, S.A.		REF:CH03005LL CIP:10016125877 4	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
3	10	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	AMEVISA, S.A.		REF:CH03010LL CIP:10016125877 5	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
3	11	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	AMEVISA, S.A.		REF:CH03020LE CIP:10016125897 6	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20
3	12	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	AMEVISA, S.A.		REF:CH03020LL CIP:10016125928 9	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20
3	7	SU.PC.SANI.01.05.0 0.301000	B48079	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PLL1C CIP. 100158878127	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso presenta menor suavidad en el embolo que la oferta de AMEVISA por lo que puede ser menos precisa en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa no esta expresada en centésimas de ml, si no que esta expresada en rangos de 0,05 ml. Por lo que no garantiza tanta precisión. No tiene serigrafiado en la jeringa libre de látex. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	0

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	7/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
3	8	SU.PC.SANI.01.05.0 0.302000	B38279	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PLL2C CIP: 100158878420	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de decima en decima de ml, identificado hasta 2 ml en lugar de hasta 3 ml como las otras ofertas. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20
3	9	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PLL5C CIP:10015886903 5	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
3	10	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PLL10C CIP: 100158868621	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,5 decimas de ml a diferencia de las otras ofertas, por lo que es menos precisa. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	0
3	11	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PL20 CIP: 100150336751	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20
3	12	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PLL20C CIP: 100158868823	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch			Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO				
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			Página	8/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
3	7	SU.PC.SANI.01.05.0 0.301000	B48079	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR00103000 CIP: 100129162864	Oferta muy buena, cumple característica técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta expresada en centésimas de ml, estando todas ellas marcadas. Tiene serigráfico en la jeringa libre de látex. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
3	8	SU.PC.SANI.01.05.0 0.302000	B38279	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR00303000 CIP: 100081273149	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de decima en decima de ml, identificado hasta 3 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
3	9	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR00503000 CIP: 100081273442	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
3	10	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR01003000 CIP: 100081267289	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
3	11	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR02001000 CIP: 100152427277	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	9/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
3	12	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR02003000 CIP: 100081267784	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20
3	7	SU.PC.SANI.01.05.0 0.301000	B48079	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 1MLLL CIP: 100161266452	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso presenta menor suavidad en el embolo que la oferta de AMEVISA por lo que puede ser menos precisa en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta expresada en centésimas de ml, pero a diferencia de la oferta de AMEVISA y NACATUR están marcadas de 0,02 en 0,02. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20
3	8	SU.PC.SANI.01.05.0 0.302000	B38279	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 3MLLL CIP: 100157430001	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de decima en decima de ml, identificado hasta 3 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
3	9	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 5MLLL CIP: 100157430102	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40
3	10	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 10MLLL CIP: 100013332076	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	10/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
3	11	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 20ML CIP: 100013681899	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20
3	12	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		COMPATIBLE CON INJECTOMAT MC AGILIA	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 20MLLL CIP: 10015742999	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20
4	13	SU.PC.SANI.01.05.0 2.302000	E27328	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[100-150];Tipo de conexión:m-h;			GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 13187 CIP: 100160974503	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, se indica longitud de la línea [100-150], es decir de 100 a 149 porque el paréntesis no incluye la medida. Y la línea presentada es de 150.	-
4	14	SU.PC.SANI.01.05.0 2.302000	E27330	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100];Tipo de conexión:m-h;		LONGITUD MÍNIMA DE 75 MM.	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 13185 CIP: 100160974301	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, se indica longitud de la línea [50-100], es decir de 50 a 99 porque el paréntesis no incluye la medida. Y la línea presentada es de 50.	-
4	15	SU.PC.SANI.01.05.0 2.307000	E27325	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 100-200cm.-Longitud de la línea:[150-300];Tipo de conexión:m-h;			GARRIC MEDICA, S.L.		REF:D1-200 CIP: 100161267260	Al ser una agrupación y no cumplir en los dos lotes anteriores no puede ser adjudicatario de la agrupación	-
4	13	SU.PC.SANI.01.05.0 2.302000	E27328	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[100-150];Tipo de conexión:m-h;			OIARSO, S.COOP		REF: 131.10 CIP: 100076009470	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia considerando que cumple con el fin al que va destinado utilizando una unidad de producto.	20
4	14	SU.PC.SANI.01.05.0 2.302000	E27330	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100];Tipo de conexión:m-h;		LONGITUD MÍNIMA DE 75 MM.	OIARSO, S.COOP		REF: 131.08 CIP: 100075999569	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia considerando que cumple con el fin al que va destinado utilizando una unidad de producto.	20
4	15	SU.PC.SANI.01.05.0 2.307000	E27325	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 100-200cm.-Longitud de la línea:[150-300];Tipo de conexión:m-h;			OIARSO, S.COOP		REF: 131.15 CIP: 100095323764	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia considerando que cumple con el fin al que va destinado utilizando una unidad de producto.	20
4	13	SU.PC.SANI.01.05.0 2.302000	E27328	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[100-150];Tipo de conexión:m-h;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 301.0294 CIP: 100131487757	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia considerando que cumple con el fin al que va destinado utilizando una unidad de producto.	20
4	14	SU.PC.SANI.01.05.0 2.302000	E27330	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100];Tipo de conexión:m-h;		LONGITUD MÍNIMA DE 75 MM.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 301.0330 CIP: 100000648458	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia considerando que cumple con el fin al que va destinado utilizando una unidad de producto.	20

Página 8

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch			Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO				
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			Página	11/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
4	15	SU.PC.SANI.01.05.02.307000	E27325	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 100-200cm.-Longitud de la línea:[150-300];Tipo de conexión:m-h;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 301.0300 CIP: 100071978351	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia considerando que cumple con el fin al que va destinado utilizando una unidad de producto.	20
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];			AMEBIL, S.L.		REF:LPE05 CIP: 100122133773	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			AMEBIL, S.L.		REF: LPE01LD CIP:100122133571	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos, además los números que indican la graduación son muy pequeños por lo que cuesta trabajo identificarlos y puede facilitar errores. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	0
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			AMEBIL, S.L.		REF:LPE10 CIP:100122123772	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;			AMEBIL, S.L.		REF: LPE60 CIP: 100122133672	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];			FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.		REF:9000783LDT CIP: 100146175216	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20

Página 9

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	12/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.		REF: 9000788LDT CIP: 100146174903	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.		REF:9000784 CIP:100102472676	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;			FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.		REF: 9000786 CIP:100102511074	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];			GRIFOLS MOVACO, S.A		REF:SYR-05S CIP: 100140888817	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: SYR-01S CIP: 100140888312	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch				Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO					
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/				Página	13/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: SYR-105 CIP:100140889221	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;			GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: SYR-605 CIP: 100140889423	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: ENFS05 CIP: 100159676087	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: ENFS01 CIP: 100159636386	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos, además los números que indican la graduación son muy pequeños por lo que cuesta trabajo identificarlos y puede facilitar errores. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	0
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: ENFS10 CIP: 100159676188	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	14/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	19	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: ENFS60 CIP: 100159676481	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	16	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];			LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: NCE05SE	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	17	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: NCE01SE	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos, además los números que indican la graduación son muy pequeños por lo que cuesta trabajo identificarlos y puede facilitar errores. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	0
5	18	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: NCE10SE	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	19	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;			LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: NCE05SE	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	15/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];			NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: BCAR00504000 CIP: 100139284200	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: BCAR00104000 CIP: 100139274704	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: BCAR01004000 CIP: 100139257732	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;			NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: BCAR06004000 CIP: 100139283795	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];			OIARSO, S.COOP		REF: EF005 CIP: 100128163075	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	16/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			OIARSO, S.COOP		REF: EF001 CIP: 100128162863	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			OIARSO, S.COOP		REF: EF010 CIP: 100128163176	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;			OIARSO, S.COOP		REF: EF060 CIP: 100126834656	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];			VYGON, SAU		REF: 1015058 CIP: 100124872830	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			VYGON, SAU		REF: 1015018 CIP: 100125203480	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	17/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			VYGON, SAU		REF: 1015107 CIP: 100116553608	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;			VYGON, SAU		REF: 10156071 CIP: 100130653036	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: EN5ML CIP: 100130723942	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: EN1ML CIP: 100130725486	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: EN10ML CIP: 100135554536	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40

Código:	6hWMS885PFIRMAuXEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	18/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	19	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: EN60ML CIP: 100130724053	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40
6	20	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800002	D96075	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Rosca especial;			VYGON, SAU		REF: 1015014 CIP: 100138534931	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
6	21	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800004	D35527	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 20ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Rosca especial;			VYGON, SAU		REF: 10152141 CIP: 100156087833	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
6	22	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800005	D55874	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Rosca especial;			VYGON, SAU		REF: 10156041 CIP: 100156097339	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
7	23	SU.PC.SANI.01.05.0 3.100007	F74460	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[2-2];			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: NF-2 CIP: 100159963985	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la abrazadera que rosca el conector al extremo distal de la vía no es retráctil dejando menos espacio de conexión entre ambos dispositivos, lo que puede dificultar la manipulación del sistema. No precisa de tapón extraíble, ya que se abren al insertar una conexión luer o luer lock, sin mayor manipulación En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que van destinados.	0
7	24	SU.PC.SANI.01.05.0 3.100007	B69692	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[3-3];			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: NF-3 CIP: 100160302627	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la abrazadera que rosca el conector al extremo distal de la vía no es retráctil dejando menos espacio de conexión entre ambos dispositivos, lo que puede dificultar la manipulación del sistema. No precisa de tapón extraíble, ya que se abren al insertar una conexión luer o luer lock, sin mayor manipulación En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que van destinados.	0

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	19/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
7	23	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	F74460	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[2-2];			LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: PY2301KR CIP: 100161259087	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pinza de cierre es muy grande lo que en el espacio tan reducido dificulta su manejo y es incómodo para el paciente, las líneas son duras lo que dificulta el manejo al que va destinado. En cuanto a seguridad de uso y resultados al no disponer de bioconectores no cumple el programa de flebitis Zero implantando en nuestro centro. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va perseguido	0
7	24	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	B69692	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[3-3];			LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: PY3301KR	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pinza de cierre es muy grande lo que en el espacio tan reducido dificulta su manejo y es incómodo para el paciente, las líneas son duras lo que dificulta el manejo al que va destinado. En cuanto a seguridad de uso y resultados al no disponer de bioconectores no cumple el programa de flebitis Zero implantando en nuestro centro. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va perseguido	0
7	23	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	F74460	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[2-2];			VYGON, SAU		REF: 6841212 CIP: 100135673336	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización su gran flexibilidad facilita su manipulación, no precisa de tapón extraíble, ya que se abren al insertar una conexión luer o luer lock, sin mayor manipulación. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido con una sola unidad de producto.	40
7	24	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	B69692	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[3-3];			VYGON, SAU		REF: 6841312 CIP: 100135683539	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización su gran flexibilidad facilita su manipulación, no precisa de tapón extraíble, ya que se abren al insertar una conexión luer o luer lock, sin mayor manipulación. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido con una sola unidad de producto.	40
7	23	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	F74460	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[2-2];			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 306.2822 CIP: 100036956476	No podemos valorar no presenta muestras	-
7	24	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	B69692	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[3-3];			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 306.2784 CIP: 100016125894	No podemos valorar no presenta muestras	-
8	25	SU.PC.SANI.01.05.03.300005	D93756	CONECTOR DE JERINGA P/ ADMINISTRACIÓN DE CITOSTÁTICOS-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;			ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 034-CH20005-PC CIP: 100020973552	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20

Página 17

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch				Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO					
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/				Página	20/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
8	26	SU.PC.SANI.01.05.03.300006	E92478	ADAPTADOR DE FRASCO A LINEA DE INFUSION DE CITOSTATICO-Tipo de terminales:macho luer lock;Especificar si lleva muelle-valvula:no;			ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 034-H2629 CIP: 100125784044	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
8	27	SU.PC.SANI.01.05.03.300007	F30521	ADAPTADOR DE CONO CATETER A CONEXIÓN ESPECÍFICA/CITOSTATICOS-Libre de Ftalatos:Si;			ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: CH3900 CIP: 100126194581	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
9	28	SU.PC.SANI.01.05.05.100013	D99136	JERINGA INSULINA 0.5ml. ESCALA 50 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[5-10];Diámetro de la aguja:[30-30];		LONGITUD MÍNIMA 7,9 MM.	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:305934 CIP:100028019524	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso y es ergonómica para los profesionales. Seguridad de uso y resultados el sistema de seguridad es adecuado e irreversible lo que garantiza la seguridad de los profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que van destinados con una sola unidad de producto.	40
9	29	SU.PC.SANI.01.05.05.100014	E67541	JERINGA INSULINA 0.3ml. ESCALA 30 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[5-10];Diámetro de la aguja:[31-31];		LONGITUD MÍNIMA 7,9 MM.	BECTON DICKINSON S.A.U		REF: 305937 CIP:100028019625	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso y es ergonómica para los profesionales. Seguridad de uso y resultados el sistema de seguridad es adecuado e irreversible lo que garantiza la seguridad de los profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que van destinados con una sola unidad de producto.	40
9	28	SU.PC.SANI.01.05.05.100013	D99136	JERINGA INSULINA 0.5ml. ESCALA 50 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[5-10];Diámetro de la aguja:[30-30];		LONGITUD MÍNIMA 7,9 MM.	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 100089IM CIP: 100120033266	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso y es ergonómica para los profesionales. Seguridad de uso y resultados el sistema de seguridad es adecuado e irreversible lo que garantiza la seguridad de los profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que van destinados con una sola unidad de producto.	40
9	29	SU.PC.SANI.01.05.05.100014	E67541	JERINGA INSULINA 0.3ml. ESCALA 30 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[5-10];Diámetro de la aguja:[31-31];		LONGITUD MÍNIMA 7,9 MM.	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 23315165G CIP: 100122491688	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso y es ergonómica para los profesionales. Seguridad de uso y resultados el sistema de seguridad es adecuado e irreversible lo que garantiza la seguridad de los profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que van destinados con una sola unidad de producto.	40
10	30	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];			BECTON DICKINSON S.A.U		REF:320212 CIP:100001828174	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
10	31	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10];Diámetro :[31-31];			BECTON DICKINSON S.A.U		REF:320213 CIP:100001828275	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch			Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO				
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			Página	21/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
10	32	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7];Diámetro :[30-30];			BECTON DICKINSON S.A.U		REF:329605 CIP:100084899568	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
10	33	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10];Diámetro :[30-30];			BECTON DICKINSON S.A.U		REF:329608 CIP:100084899467	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
10	30	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];			GARRIC MEDICA, S.L.		REF: N42004 CIP: 100120115597	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-
10	31	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10];Diámetro :[31-31];			GARRIC MEDICA, S.L.		REF: N42003 CIP: 100120115496	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-
10	30	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: IPNK31G5 CIP: 100159556671	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-
10	31	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10];Diámetro :[31-31];			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: IPNK31G8 CIP: 100159556722	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-
10	32	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7];Diámetro :[30-30];			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: SINPN30G5 CIP: 100159565864	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-
10	33	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10];Diámetro :[30-30];			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: SINPN30G8 CIP: 100159576077	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-
10	30	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];			LAMBRA, S.L.		REF: CHPN3106 CIP: 100161246652	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-
10	31	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10];Diámetro :[31-31];			LAMBRA, S.L.		REF: CHPN3108 CIP:100161246854	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-
10	32	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7];Diámetro :[30-30];			LAMBRA, S.L.		REF: VASPN3006 CIP: 100161272312	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-
10	33	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10];Diámetro :[30-30];			LAMBRA, S.L.		REF: VASPN3008 CIP: 10016127216	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-
10	30	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];			MENARINI DIAGNOSTICOS, SA.		REF 46789 CIP: 100093680061	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-
10	30	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];			MENARINI DIAGNOSTICOS, SA.	VAR	REF: 44030 CIP: 100161083404	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch							Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO								
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/							Página	22/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
10	31	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10];Diámetro :[31-31];			MENARINI DIAGNOSTICOS, SA.		REF: 44031 CIP: 100093713307	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-
10	30	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];			TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3722.00 CIP: 100115875356	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
10	31	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10];Diámetro :[31-31];			TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3683 CIP: 100115865052	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
10	32	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7];Diámetro :[30-30];			TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3725.01 CIP: 100135464325	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
10	33	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10];Diámetro :[30-30];			TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3724.01 CIP: 100135464426	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
11	34	SU.PC.SANI.01.05.15.200002	B42200	LINEA INFUSION BOMBA PCA-Longitud de la línea:[200-300];	47 BOMBAS CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE INDICAN EN EL PPT	CON LONGITUD EN EL TRAMO DESDE BOLSA HASTA CONEXIÓN DEL PACIENTE DESDE 250cm A 300cm.DEBERA CEDER EN USO UN NUMERO DE 43 BOMBAS PCA CUYAS CARACTERÍSTICAS SE RECOGEN EN EL PPT	IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: 12003-000-0017 CIP: 100160971573	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dos conexiones independientes para pulsador y el cargador por lo que si hay problemas en uno de ellos habría que anular las dos a diferencia de la ofertas de SMITHS MEDICAL que son independientes. En cuanto a seguridad de uso y resultados la pantalla es táctil a diferencia de la de SMITHS MEDICAL lo que facilita la manipulación involuntaria. Los protocolos se registran únicamente de forma manual a diferencia de la oferta de SMITHS MEDICAL, por lo que puede facilitar el error en la introducción de los mismos. En cuanto a la eficacia y rendimiento no permite dar bolos intermitentes además de PCA continua. Dispone de alarmas la cual requiere parar la bomba para solucionar el problema.	20
11	35	SU.PC.SANI.01.05.15.200003	E76794	LINEA INFUSION EPIDURAL BOMBA PCA-Longitud de la línea:[200-300];			IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: 12004-000-0001 CIP: 100154356555		
11	36	SU.PC.SANI.01.05.10.100026		EQ. INFUSION BOMBA CONEXIÓN NRfit			IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: 12004-000-0003 CIP: 100154365748		
11	34	SU.PC.SANI.01.05.15.200002	B42200	LINEA INFUSION BOMBA PCA-Longitud de la línea:[200-300];	47 BOMBAS CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE INDICAN EN EL PPT	CON LONGITUD EN EL TRAMO DESDE BOLSA HASTA CONEXIÓN DEL PACIENTE DESDE 250cm A 300cm.DEBERA CEDER EN USO UN NUMERO DE 43 BOMBAS PCA CUYAS CARACTERÍSTICAS SE RECOGEN EN EL PPT	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 21-7394-24 CIP: 100100422174	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta dos conexiones independientes para pulsador y el cargador por lo que si hay problemas en uno de ellos evita anular los dos a diferencia de la oferta de IZASA. En cuanto a seguridad de uso y resultados la pantalla no es táctil a diferencia de la de IZASA, lo que puede disminuir el riesgo de error en caso de manipulación involuntaria. Los protocolos se registran con un sistema informático además de manuales a diferencia de la oferta de IZASA que es solo manual, por lo que disminuye el	40
11	35	SU.PC.SANI.01.05.15.200003	E76794	LINEA INFUSION EPIDURAL BOMBA PCA-Longitud de la línea:[200-300];			SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 21-7349-24 CIP:100136389964		

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch							Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO								
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/							Página	23/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
11	36	SU.PC.SANI.01.05.1 0.100026		EQ. INFUSION BOMBA CONEXIÓN NRfit		CON LONGITUD EN EL TRAMO DESDE BOLSA HASTA CONEXIÓN DEL PACIENTE DESDE 250cm A 320cm. DEBE INCLUIR UN DISPOSITIVO DE ARRASTRE PARA CONECTAR AL SISTEMA PERISTALTICO DE LA BOMBA. CON SISTEMA DE DETECCIÓN DE FLUJO LIBRE PARA EVITAR UNA INFUSIÓN INCONTROLADA POR GRAVEDAD. CON VALVULA DE RETENCIÓN UNIDIRECCIONAL. CON SISTEMAS DE OCLUSIÓN DE FLUJO Y DE TUBO. SE VALORARÁ ELEMENTOS DE LA LÍNEA IDENTIFICADOS EN COLOR AMARILLO.	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 21-7624-24 CIP: 100148057226	riesgo de error en la introducción de los mismos. En cuanto a la eficacia y rendimiento permite dar bolos intermitentes además de PCA continua, dispone de alarma la cual no requiere parar la bomba para solucionar el problema.	
12	37	SU.PC.SANI.01.05.1 0.190000	C50703	EQ. INFUSION PARA CALENTADORES DE FLUIDOS. FLUJO STANDAR-Infusión max.: [750-750]; Infusión mín.: [10- 10]; OPACO: no; PVC: si;	DOS BOMBAS DE INFUSION RAPIDA PARA CALENTAR FLUIDOS EN QUIROFANO, COMPATIBLES CON EL FUNGIBLE OFERTADO		FERRER FARMA, S.A.		REF: 1290020 CIP: 10001437732 4	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
12	38	SU.PC.SANI.01.05.1 0.300000	B71947	RESERVORIO P/ALMACENAR Y FILTRAR FLUIDOS-CAPACIDAD DEL RESERVORIO: [3000-3000];			FERRER FARMA, S.A.		REF: 1290079 CIP: 100014377425	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
13	39	SU.PC.SANI.01.05.2 0.200008	B87820	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire: [0-1]; Capacidad filtración: líquidos: [0-1];			ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 034-CH-70 CIP: 100014518459	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón del dispositivo es mas largo que la oferta de Productos Médicos Hospitalarios lo que facilita el uso del mismo a la hora de pinchar y extraer. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor longitud garantiza que atraviese el tapón que se vaya a pinchar, también el acanalamiento del punzón tiene mayor recorrido y apertura que la oferta de Productos Médicos Hospitalarios lo que hace mejor la extracción de un líquido con mayor densidad. En rendimiento y eficacia cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	40
13	40	SU.PC.SANI.01.05.2 0.200008	D34884	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire: [1-5]; Capacidad filtración: líquidos: [0-1];			ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 034-CH-14 CIP: 100020959712	Oferta muy buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la base que permite punzar el vial hace que sea mas fácil de manejar pudiendo hacerlo de forma vertical, y esto hace que sea mas seguro también para el profesional evitando riesgos de escape. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto.	40

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch			Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO				
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			Página	24/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
13	39	SU.PC.SANI.01.05.2 0.200008	B87820	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[0-1];Capacidad filtración: líquidos:[0-1];			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 803.4311 CIP: 100161266553	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón del dispositivo es menos largo que la oferta de ICU MEDICAL lo que puede dificultar a la hora de pinchar y extraer. En cuanto a seguridad de uso y resultados la menor longitud puede no garantizar que atraviese el tapón que se vaya a pinchar, también el acanalamiento del punzón tiene menor recorrido y apertura que la oferta de ICU MEDICAL lo que hace mejor la extracción de un líquido con mayor densidad. En rendimiento y eficacia cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	20
13	40	SU.PC.SANI.01.05.2 0.200008	D34884	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[1-5];Capacidad filtración: líquidos:[0-1];			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 803.4418 CIP: 100161267563	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no dispone de la base que permite punzar el vial lo que puede dificultar su manejo teniendo que manipular mas para punzar el tapón, y esto hace que pueda ser menos seguro también para el profesional pudiendo ocasionar riesgos de escape. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto.	20
14	41	SU.PC.SANI.01.05.9 9.400005	E27067	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:[250-500];		BOLSA RECTANGULAR CON PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR PARA SALIDA DEL COLGADOR Y PERFORACIÓN EN LA PARTE INFERIOR PARA SALIDA DE LA LÍNEA. CON CIERRE AUTOADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR. TRANSPARENCIA ADECUADA QUE PERMITA VER EL CONTENIDO DE LA BOLSA.	GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: C-10/21 CIP: 100020958308	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización la bolsa es de color amarillo por lo que la transparencia es muy limitada lo que no facilita una correcta lectura de la etiqueta y del código de barras de la preparación, también la dimensión de la bolsa hace que se no adapte a varios formatos de las bolsas de infusión. En cuanto a seguridad de uso y resultados no nos permite ver las características de la infusión a perfundir (Turbidez, transparencia, color,...). Rendimiento y eficacia son adecuados considerando que cumple con el fin perseguido al que va destinado.	0
14	42	SU.PC.SANI.01.05.9 9.400005	E27042	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:[500-1000];		BOLSA RECTANGULAR CON PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR PARA SALIDA DEL COLGADOR Y PERFORACIÓN EN LA PARTE INFERIOR PARA SALIDA DE LA LÍNEA. CON CIERRE AUTOADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR. TRANSPARENCIA ADECUADA QUE PERMITA VER EL CONTENIDO DE LA BOLSA.	GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: C-10/27 CIP: 100021953450	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización la bolsa es de color amarillo por lo que la transparencia es muy limitada lo que no facilita una correcta lectura de la etiqueta y del código de barras de la preparación, también la dimensión de la bolsa hace que se no adapte a varios formatos de las bolsas de infusión. En cuanto a seguridad de uso y resultados no nos permite ver las características de la infusión a perfundir (Turbidez, transparencia, color,...). Rendimiento y eficacia son adecuados considerando que cumple con el fin perseguido al que va destinado.	0
14	41	SU.PC.SANI.01.05.9 9.400005	E27067	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:[250-500];		BOLSA RECTANGULAR CON PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR PARA SALIDA DEL COLGADOR Y PERFORACIÓN EN LA PARTE INFERIOR PARA SALIDA DE LA LÍNEA. CON CIERRE AUTOADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR. TRANSPARENCIA ADECUADA QUE PERMITA VER EL CONTENIDO DE LA BOLSA.	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: 5ADMD9045 S CIP: 100146343314	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la bolsa es totalmente transparente lo que permite correctamente lectura de la etiqueta y el código de barras de la preparación, también la dimensión de la bolsa hace que se adapte mejor a varios formatos de suero. En cuanto a seguridad de uso su transparencia nos permite ver las características de la medicación preparada (Turbidez, transparencia, color,...). Rendimiento y eficacia son adecuados considerando que cumple con el fin perseguido al que va destinado.	40

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch							Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO								
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/							Página	25/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
14	42	SU.PC.SANI.01.05.9.400005	E27042	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:{500-1000};		BOLSA RECTANGULAR CON PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR PARA SALIDA DEL COLGADOR Y PERFORACIÓN EN LA PARTE INFERIOR PARA SALIDA DE LA LÍNEA. CON CIERRE AUTOADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR. TRANSPARENCIA ADECUADA QUE PERMITA VER EL CONTENIDO DE LA BOLSA.	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: CH000004 CIP: 100020960622	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la bolsa es amarilla pero permite ver correctamente lectura de la etiqueta y el código de barras de la preparación, también la dimensión de la bolsa hace que se adapte mejor a varios formatos de bolsa de infusión. En cuanto a seguridad de uso su mayor transparencia respecto a las ofertas de ORIARSO Y GRIFOLS nos permite ver las características de la infusión a perfundir (Turbidez, transparencia, color,...). Rendimiento y eficacia son adecuados considerando que cumple con el fin perseguido al que va destinado.	40
14	41	SU.PC.SANI.01.05.9.400005	E27067	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:{250-500};		BOLSA RECTANGULAR CON PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR PARA SALIDA DEL COLGADOR Y PERFORACIÓN EN LA PARTE INFERIOR PARA SALIDA DE LA LÍNEA. CON CIERRE AUTOADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR. TRANSPARENCIA ADECUADA QUE PERMITA VER EL CONTENIDO DE LA BOLSA.	OIARSO, S.COOP		REF: 295.61 CIP: 100157136132	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización la bolsa es de color amarillo por lo que la transparencia es limita lo que no facilita una correctamente lectura de la etiqueta y del código de barras de la preparación, también la dimensión de la bolsa hace que se no adapte a varios formatos de las bolsas de infusión. En cuanto a seguridad de uso y resultados no nos permite ver las características de la infusión a perfundir (Turbidez, transparencia, color,...). Rendimiento y eficacia son adecuados considerando que cumple con el fin perseguido al que va destinado.	0
14	42	SU.PC.SANI.01.05.9.400005	E27042	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:{500-1000};		BOLSA RECTANGULAR CON PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR PARA SALIDA DEL COLGADOR Y PERFORACIÓN EN LA PARTE INFERIOR PARA SALIDA DE LA LÍNEA. CON CIERRE AUTOADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR. TRANSPARENCIA ADECUADA QUE PERMITA VER EL CONTENIDO DE LA BOLSA.	OIARSO, S.COOP		REF: 295.65 CIP: 100157176338	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización la bolsa es de color amarillo por lo que la transparencia es limita lo que no facilita una correctamente lectura de la etiqueta y del código de barras de la preparación, también la dimensión de la bolsa hace que se no adapte a varios formatos de las bolsas de infusión. En cuanto a seguridad de uso y resultados no nos permite ver las características de la infusión a perfundir (Turbidez, transparencia, color,...). Rendimiento y eficacia son adecuados considerando que cumple con el fin perseguido al que va destinado.	0
	43	SU.PC.SANI.01.05.0.300007	E79388	JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISIÓN 10ml. CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock;			B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF: EM-35135765C CIP:100098363963	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	43	SU.PC.SANI.01.05.0.300007	E79388	JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISIÓN 10ml. CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock;			MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U		REF: EMZG711600 CIP: 100152966514	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	44	SU.PC.SANI.01.05.0.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer;Color de la jeringa: transparente;			AMEVISA, S.A.		REF:CH03050LE CIP:100161259582	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización son fáciles de retraer siendo manejables para los profesionales. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presentar riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch			Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO				
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			Página	26/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	44	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer;Color de la jeringa: transparente;			BECTON DICKINSON S.A.U		REF:300866 CIP:100000343579	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta cierta dureza a la hora de tirar del embolo lo que precisa mas fuerza del profesional. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto.	20
	44	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer;Color de la jeringa: transparente;			ENVASES FARMACEUTICOS, S.A		REF:JS6 CIP:100070111203	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización al llegar al final del trayecto de la jeringa el embolo sale solo sin ninguna resistencia lo que puede provocar que se salga el líquido. En cuanto a seguridad de uso y resultados si estamos trabajando con citostaticos supone un riesgo si se sale el líquido. En cuanto a rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad perseguida con una unidad de producto.	0
	44	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer;Color de la jeringa: transparente;			NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR05002000 CIP: 100081267582	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización son fáciles de retraer siendo manejables para los profesionales. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presentar riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40
	44	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer;Color de la jeringa: transparente;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 60ML CIP: 100013681990	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización son fáciles de retraer siendo manejables para los profesionales. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presentar riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40
	45	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa: transparente;			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PLL50C CIP: 100161036934	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización son fáciles de retraer siendo manejables para los profesionales. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	20
	45	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa: transparente;			NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR05003000 CIP: 100081267885	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización son fáciles de retraer siendo manejables para los profesionales. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch			Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO				
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			Página	27/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	45	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa: transparente;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 50MLLL CIP: 100014322076	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización son fáciles de retraer siendo manejables para los profesionales. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	20
	46	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilindrica;			AMEVISA, S.A.		REF:CH0350CLA CIP:10016125978 4	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización esta graduada hasta 60 cc por lo que facilita su uso en caso de necesitar volúmenes mayores. El cono tiene un capuchón para su protección lo que facilita la higiene en el procedimiento. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados. Cumple con el fin al que va perseguido	40
	46	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilindrica;			ENVASES FARMACEUTICOS, S.A		REF: JS8 CIP:10009462026 8	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización esta graduada hasta 60 cc3 por lo que facilita su uso en caso de necesitar volúmenes mayores, pero no dispone de capuchón protector del cono, lo que puede aumentar el riesgo de contaminación. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados. Cumple con el fin al que va perseguido	20
	46	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilindrica;			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PC50 CIP: 100161037045	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no esta graduada hasta 60 cc lo que no facilita su uso en caso de necesitar volúmenes mayores, y no dispone de capuchón protector del cono, lo que puede aumentar el riesgo de contaminación. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados. Cumple con el fin al que va perseguido	20
	46	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilindrica;			LAMBRA, S.L.		REF: CH03050C CIP: 100129303090	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización esta graduada hasta 60 cc por lo que facilita su uso en caso de necesitar volúmenes mayores. El cono tiene un capuchón para su protección lo que facilita la higiene en el procedimiento. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados. Cumple con el fin al que va perseguido	40
	46	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilindrica;			NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR05000000 CIP: 100081273048	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización esta graduada hasta 60 cc por lo que facilita su uso en caso de necesitar volúmenes mayores. El cono tiene un capuchón para su protección lo que facilita la higiene en el procedimiento. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados. Cumple con el fin al que va perseguido	40

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	28/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	46	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilindrica;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: C60ML CIP: 100013820005	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización esta graduada hasta 60 cc por lo que facilita su uso en caso de necesitar volúmenes mayores. El cono tiene un capuchón para su protección lo que facilita la higiene en el procedimiento. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados. Cumple con el fin al que va perseguido	40
	47	SU.PC.SANI.01.05.00.600003	D39514	JERINGA GASOMETRIA 3ml. C/AGUJA DE SEGURIDAD-Tipo de heparina:sólida;Tipo de Conexión:luer-lock;DIAMETRO DE LA AGUJA:[23-23];LONGITUD DE LA AGUJA:[0-30];		LONGITUD DE 25MM. A 30 MM.	IHT MEDICAL, S.A		REF: 3322-95 CIP: 100014297518	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF: 4062957E CIP:100004702408	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función y presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	40
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	BECTON DICKINSON S.A.U		REF: NT-820-ELL180 CIP:100103471061	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función pero presenta algo mas de dureza que las ofertas mejores valoradas. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	20
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	C.V. MEDICA, S.L.		REF: 8400030 CIP:100105722402	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función y presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	40

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	29/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTELO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	FARMABAN, S.A.		REF: 2602 CIP: 100007291642	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función y presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	40
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTELO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: SS10 CIP: 100152126732	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función y presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	40
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTELO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	IHT MEDICAL, S.A		REF: M018A1 CIP: 100033081455	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función y presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	40
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTELO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: BDIN0135A CIP: 100161291506	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización. el punzón perfora el suero de manera adecuada. Mantiene memoria de acodamiento lo que puede hacer que se vea dificultado el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función pero presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	20
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTELO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	PALEX MEDICAL, S.A.		REF: 421065 CIP: 100073143027	No presenta muestras por lo que no se ha podido valorar	-

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch			Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO				
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			Página	30/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEÓ CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: SG14-200 CIP: 100148930749	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función y presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	40
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEÓ CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 108.1627 CIP: 100071033216	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función pero es especialmente dura, lo que no dificulta el uso de los profesionales máxime cuando haya que regular el flujo en varias ocasiones. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	0
	49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEÓ-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	FARMABAN, S.A.		REF: 2673 CIP:100020944266	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEÓ-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	GARRIC MEDICA, S.L.		REF:13164 CIP: 100136927403	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEÓ-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	IHT MEDICAL, S.A		REF: 13115 CIP:100121654037	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEÓ-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: L259000274 CIP: 100078845618	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEÓ-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: DF050M CIP: 100093384677	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEÓ-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	OIARSO, S.COOP		REF: 139.07 CIP: 100135286721	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEÓ-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 308.2012 CIP: 100090099594	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	AMEVISA, S.A.		REF:10400044039 CIP:100161257461	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20

Código:	6hwMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch				Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO					
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/				Página	31/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	C.V. MEDICA, S.L.		REF:8400020 CIP:100107466115	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	FARMABAN, S.A.		REF: 2651 CIP:100006894338	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: TS001 CIP: 100125784448	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	IBERHOSPITEX, S.A.		REF: 004400 CIP: 100026778780	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 1400044039 CIP: 100161096233	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	-
	50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	KRAPE, S.A		REF: 180004 CIP: 100120269744	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: DCRU0000 CIP: 100070111506	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	PALEX MEDICAL, S.A.		REF: 426723 CIP: 100090109404	No presenta muestras por lo que no se ha podido valorar	-
	50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 310.2750 CIP: 100120334105	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º;No;Longitud de la línea:[0-25];		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	AMEVISA, S.A.		REF:184338487F CIP:100161256754	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud corta lo que puede dificultar su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º;No;Longitud de la línea:[0-25];		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	BECTON DICKINSON S.A.U		REF: L-303/15 CIP:100000369430	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud mayor que la oferta de AMEVISA lo que facilita su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	40

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch				Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO					
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/				Página	32/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º;No;Longitud de la línea:[0-25];		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	C.V. MEDICA, S.L.		REF: 8400021 CIP:100106832414	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud mayor que la oferta de AMEVISA lo que ayuda a su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La longitud de la línea es mas corta que las ofertas mejor valoradas lo que puede dificultar la manipulación y fijación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º;No;Longitud de la línea:[0-25];		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	FARMABAN, S.A.		REF: 2660 CIP:100006883327	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud corta lo que puede dificultar su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La longitud de la línea es mas corta que las ofertas mejor valoradas lo que puede dificultar la manipulación y fijación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º;No;Longitud de la línea:[0-25];		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	GARRIC MEDICA, S.L.	VAR	REF: V10825 CIP:100106484499	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud corta lo que puede dificultar su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º;No;Longitud de la línea:[0-25];		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	KRAPE, S.A		REF: 180030 CIP: 100120294191	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud corta lo que puede dificultar su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La longitud de la línea es corta lo que puede dificultar la manipulación y fijación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º;No;Longitud de la línea:[0-25];		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: DCPR0013 CIP: 100070102717	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud corta lo que puede dificultar su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La longitud de la línea es corta lo que puede dificultar la manipulación y fijación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	33/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º.No;Longitud de la línea:[0-25];		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	OIARSO, S.COOP		REF: 135.01 CIP: 100071986736	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud mayor que la oferta de AMEVISA lo que ayuda a su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	40
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º.No;Longitud de la línea:[0-25];		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 307.4427	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud mayor que la oferta de AMEVISA lo que ayuda a su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	40
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º.No;Longitud de la línea:[0-25];		CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PPT	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	VAR	REF: 307.2804 CIP: 100131684242	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La longitud de la línea es mas corta que las ofertas mejor valoradas lo que puede dificultar la manipulación y fijación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20
	52	SU.PC.SANI.01.05.02.300003	D61609	LINEA EXTENSION C/ VALVULA ANTIRRETORNO-Longitud de la línea:[0-25];			LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: PN3302KR CIP: 100095839472	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	52	SU.PC.SANI.01.05.02.300003	D61609	LINEA EXTENSION C/ VALVULA ANTIRRETORNO-Longitud de la línea:[0-25];			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 301.3776 CIP: 100129283583	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	53	SU.PC.SANI.01.05.02.400006	E85668	SISTEMA MULTIPLE DE 4 LLAVES C/ ALARGADERA-Longitud de la línea:[0-25];		SIN ALARGADERA	VYGON, SAU		REF: 582794 CIP: 100020932043	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	54	SU.PC.SANI.01.05.03.010000	B38490	ADAPTADOR CATETER A SISTEMA EXTRACCION SANGRE-Látex:no;		CON CONEXIÓN LUER	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 593121190 CIP: 100161167553	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	34/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;			B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF: 4097145N CIP:100124617369	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un espacio a nivel proximal que facilita la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, lo que implica menor manipulación y previene la salida del catéter. El calibre tiene un grosor muy adecuado para evitar decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo hace que disminuya el riesgo de salida accidental del catéter principal. En seguridad de uso y resultados el espacio proximal descrito anterior previene el riesgo de infección, además la conexión antirreflejo luer lock fija cumple con el fin al que va destinado evitando salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuado. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	40
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;			BECTON DICKINSON S.A.U		REF: 385161 CIP:100013336612	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización presenta un espacio a nivel proximal que facilita la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, lo que implica menor manipulación y previene la salida del catéter. El calibre tiene un grosor mayor que la oferta de B. BRAUN lo que puede favorecer decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo es menor que la oferta de B. BRAUN lo que puede hacer que aumente el riesgo de salida accidental del catéter principal. En seguridad de uso y resultados el espacio proximal descrito anterior previene el riesgo de infección, la conexión antirreflejo luer lock NO es fija y se puede desenroscar durante la manipulación pudiendo provocar salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuado. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;			BECTON DICKINSON S.A.U	VAR	REF:385163 CIP:100030940327	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización no presenta un espacio a nivel proximal lo que puede dificultar la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, implicando mayor manipulación y posible salida del catéter. El calibre tiene un grosor adecuado lo que puede evitar decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo puede hacer que disminuya el riesgo de salida accidental del catéter principal. En seguridad de uso y resultados al no disponer del espacio proximal descrito anterior puede favorecer el riesgo de infección, la conexión antirreflejo luer lock NO es fija y se puede desenroscar durante la manipulación pudiendo provocar salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuado. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch	Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	35/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;			ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 034-MC33239 CIP: 100129802838	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta un espacio a nivel proximal lo que puede dificultar la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, lo que implica mayor manipulación y posibles salida del catéter. El calibre tiene un grosor muy adecuado para evitar decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo hace que disminuya el riesgo de salida accidental del catéter principal. En seguridad de uso y resultados no dispone del espacio proximal lo que puede aumentar el riesgo de infección, además la conexión antirreflejo luér lock fija cumple con el fin al que va destinado evitando salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuado. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;			ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	VAR	REF: 034-C3316 CIP: 100129254196	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un espacio a nivel proximal mas pequeño que la oferta de B.BRAUN lo que puede disminuir la facilidad a la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, lo que implica menor manipulación y previene la salida del catéter. El calibre tiene un grosor muy adecuado para evitar decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo hace que disminuya el riesgo de salida accidental del catéter principal. En seguridad de uso y resultados el espacio proximal descrito anterior previene el riesgo de infección, además la conexión antirreflejo luér lock fija cumple con el fin al que va destinado evitando salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuado. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;			INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: A2010 CIP: 100104792509	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta un espacio a nivel proximal lo que puede dificultar la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, lo que implica mayor manipulación y posibles salida del catéter. El calibre tiene un grosor muy adecuado para evitar decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo hace que disminuya el riesgo de salida accidental del catéter principal. La longitud de las bifurcaciones es muy corta lo que dificulta la manipulación y riesgo de infección y salida del catéter. En seguridad de uso y resultados no dispone del espacio proximal lo que puede aumentar el riesgo de infección, además la conexión antirreflejo luér lock fija cumple con el fin al que va destinado evitando salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuado. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch	Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	36/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;			VYGON, SAU		REF: 684121 CIP: 100135683034	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta un espacio a nivel proximal lo que puede dificultar la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, lo que implica mayor manipulación y posibles salida del catéter. El calibre tiene un grosor muy adecuado para evitar decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo hace que disminuya el riesgo de salida accidental del catéter principal. En seguridad de uso y resultados no dispone del espacio proximal lo que puede aumentar el riesgo de infección, además la conexión antirreflejo luer lock fija cumple con el fin al que va destinado evitando salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuado. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	56	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;			ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 011-MC100 CIP: 100082259401	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de conexión es rápido y fácil, el racor de la jeringa entra por completo en el extremo distal del bioconector lo que disminuye el riesgo de conexiones accidentales. Seguridad de uso y resultados tiene una conexión segura evitando que la jeringa se desconecte del bioconector. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada	40
	56	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;			INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: A1010N CIP: 100156867912	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de conexión es rápido y fácil, el racor de la jeringa entra por completo en el extremo distal del bioconector lo que disminuye el riesgo de conexiones accidentales. Seguridad de uso y resultados tiene una conexión segura evitando que la jeringa se desconecte del bioconector. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada	40
	56	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;			LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: EL200	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de conexión presenta mayor resistencia que las ofertas mejor valoradas a la hora de conectar la jeringa con el bioconector, el racor de la jeringa no entra por completo en el extremo distal del bioconector lo que puede aumentar el riesgo de conexiones accidentales. Seguridad de uso y resultados tiene una conexión segura evitando que la jeringa se desconecte del bioconector. Rendimiento se puede ver comprometido y tener que utilizar mas de una unidad para conseguir el fin al que va destinado. Y eficacia es adecuada	0

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch			Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO				
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			Página	37/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	56	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 806.4409	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de conexión presenta mayor resistencia que las ofertas mejor valoradas a la hora de conectar la jeringa con el bioconector, el racor de la jeringa no entra por completo en el extremo distal del bioconector lo que puede aumentar el riesgo de conexiones accidentales. Seguridad de uso y resultados tiene una conexión segura evitando que la jeringa se desconecte del bioconector. Rendimiento se puede ver comprometido y tener que utilizar mas de una unidad para conseguir el fin al que va destinado. Y eficacia es adecuada	0
	56	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	VAR	REF: 806.2897 CIP: 100130650208	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de conexión es rápido y fácil, el racor de la jeringa entra por completo en el extremo distal del bioconector lo que disminuye el riesgo de conexiones accidentales. Seguridad de uso y resultados tiene una conexión segura evitando que la jeringa se desconecte del bioconector. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada	40
	57	SU.PC.SANI.01.05.03.101000	E69225	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA UNIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:unidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;			BECTON DICKINSON S.A.U		REF:0430224331 CIP:10009998655 2	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va perseguido consiguiendo la finalidad a la que va destinada	20
	57	SU.PC.SANI.01.05.03.101000	E69225	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA UNIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:unidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;			LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: KR370	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va perseguido consiguiendo la finalidad a la que va destinada	20
	58	SU.PC.SANI.01.05.03.110000	E40707	CONEXION LUER-LOCK-Tipo de terminales:DOBLE CONECTOR GIRATORIO LUER LOCK MACHO-MACHO;			VYGON, SAU		REF: 89300 CIP: 100000349933	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
	58	SU.PC.SANI.01.05.03.110000	E40707	CONEXION LUER-LOCK-Tipo de terminales:DOBLE CONECTOR GIRATORIO LUER LOCK MACHO-MACHO;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 312.2610	oferta no cumple características técnicas solicitadas, se pide una conexión luer-lock tipo de terminales doble conector giratorio. Pero la oferta presentada no tiene conexión giratoria	-
	59	SU.PC.SANI.01.05.03.200001	F47070	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE/ en tiras-Tipo de conexión:Luer/Lock (bioconector);			3M ESPAÑA, S.L.		REF: CFF10-250R	Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un tamaño adecuado para líneas medias tipo PICC a diferencia de la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, lo que es mas cómodo para el paciente. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo con el fin al que va perseguido.	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch				Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO					
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/				Página	38/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	59	SU.PC.SANI.01.05.03.200001	F47070	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE/ en tiras-Tipo de conexión:Luer/Lock (bioconector);			BECTON DICKINSON S.A.U		REF: 306599 CIP:100140705576	Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un tamaño adecuado para líneas medias tipo PICC a diferencia de la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, lo que es mas cómodo para el paciente. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo con el fin al que va perseguido.	20
	59	SU.PC.SANI.01.05.03.200001	F47070	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE/ en tiras-Tipo de conexión:Luer/Lock (bioconector);			INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: C100 CIP: 100136203299	Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un tamaño adecuado para líneas medias tipo PICC a diferencia de la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, lo que es mas cómodo para el paciente. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo con el fin al que va perseguido.	20
	59	SU.PC.SANI.01.05.03.200001	F47070	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE/ en tiras-Tipo de conexión:Luer/Lock (bioconector);			MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: 550-LB CIP: 100125463204	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tener un tamaño mayor que cuando se coloque en líneas medias tipo PICC puede resultar incomodo para el paciente debido a su tamaño. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesional. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el final que va perseguido	0
	60	SU.PC.SANI.01.05.03.202000	D38745	TAPON OBTURACION LUER-LOCK-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;			BECTON DICKINSON S.A.U		REF:TP-X CIP.100160256359	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
	60	SU.PC.SANI.01.05.03.202000	D38745	TAPON OBTURACION LUER-LOCK-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;			OIARSO, S.COOP		REF: 004.04 CIP: 100069590422	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
	60	SU.PC.SANI.01.05.03.202000	D38745	TAPON OBTURACION LUER-LOCK-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 806.0667 CIP: 100000382068	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
	61	SU.PC.SANI.01.05.03.203000	C77481	TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;		PRESENTACION CON UN EXTREMO LUER-LOCK MACHO Y OTRO LUER-LOCK HEMBRA.	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:TP-MF CIP:100000348620	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
	61	SU.PC.SANI.01.05.03.203000	C77481	TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;		PRESENTACION CON UN EXTREMO LUER-LOCK MACHO Y OTRO LUER-LOCK HEMBRA.	OIARSO, S.COOP		REF: 006.04 CIP: 100069263520	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch				Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO					
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/				Página	39/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	61	SU.PC.SANI.01.05.03.203000	C77481	TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;		PRESENTACION CON UN EXTREMO LUER-LOCK MACHO Y OTRO LUER-LOCK HEMBRA.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 805.0668 CIP: 100020934265	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
	62	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC			B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF: 9161708V CIP:100000355499	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización su graduación es de 0,02 ml en 0,02 ml por lo que la precisión es menor que la oferta de GARRIC MEDICA. En cuanto a seguridad de uso y resultados la precisión puede ser menor a la hora de administrar la dosis.Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto	20
	62	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC			BECTON DICKINSON S.A.U		REF:303174 CIP:100000355691	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización su graduación es de 0,02 ml en 0,02 ml por lo que la precisión es menor que la oferta de GARRIC MEDICA. En cuanto a seguridad de uso y resultados la precisión puede ser menor a la hora de administrar la dosis.Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto	20
	62	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC			GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 161000 CIP: 100123533017	Oferta muy buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización su graduación es de 0,01 ml en 0,01 ml por lo que permite mayor precisión. En seguridad de uso y resultados al ser mas preciso nos aseguramos la correcta dosis a administrar. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto	40
	62	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC			NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CAR00011000 CIP: 100090551863	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización su graduación es de 0,02 ml en 0,02 ml por lo que la precisión es menor que la oferta de GARRIC MEDICA. En cuanto a seguridad de uso y resultados la precisión puede ser menor a la hora de administrar la dosis.Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto	20
	62	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: INS1.05A CIP: 100023798981	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización su graduación es de 0,02 ml en 0,02 ml por lo que la precisión es menor que la oferta de GARRIC MEDICA. En cuanto a seguridad de uso y resultados la precisión puede ser menor a la hora de administrar la dosis.Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto	20
	63	SU.PC.SANI.01.05.06.000000	F19701	SET INFUSIÓN P/ VIA SUBCUTÁNEA / Sistema de seguridad-DIAM.CANULA:[27-27];LINEA DEL SISTEMA:[60-60];LONG CANULA:[9-9];			NO HAY OFERTA				

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch			Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO				
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			Página	40/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	64	SU.PC.SANI.01.05.1 0.190000	C25349	EQ. INFUSION PARA CALENTADORES DE FLUIDOS. FLUJO STANDAR-Infusión max.:{83-83};Infusión mín:{0.01- 0.02};OPACO:no;PVC:si;	2 EQUIPOS PARA CALENTAR FLUIDOS EN QUIROFANO, COMPATIBLES CON EL FUNGIBLE OFERTADO		SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: L-70NI CIP: 100000369632	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
	65	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60- 300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:{100- 150};VELOCIDAD DE INFUSION:{2- 3};			BAXTER, S.L.		REF:2C4702K CIP:10000137898	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40
	65	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60- 300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:{100- 150};VELOCIDAD DE INFUSION:{2- 3};			B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF: 4540016-07 CIP:10015583822 1	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40
	65	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60- 300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:{100- 150};VELOCIDAD DE INFUSION:{2- 3};			CARDIVA 2, S.L.		REF:UFSC-2 CIP:10013697578 1	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40
	65	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60- 300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:{100- 150};VELOCIDAD DE INFUSION:{2- 3};			GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: C0020M CIP: 100000386109	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40
	65	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60- 300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:{100- 150};VELOCIDAD DE INFUSION:{2- 3};			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 5100002001 CIP: 100161096435	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40
	65	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60- 300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:{100- 150};VELOCIDAD DE INFUSION:{2- 3};			IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: 25915- 100D2 CIP: 100028166206	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch			Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO				
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			Página	41/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	65	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: UVA10020 CIP: 100161268573	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40
	66	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000016	D64395	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];			CARDIVA 2, S.L.		REF:UFTC-0.5 CIP:10013799346 1	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el infusor dura 5 días, lo que para el uso al que va destinado de medicamento oncológico es necesario esa duración. En cuanto a seguridad de uso y resultados esta duración garantiza la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	40
	66	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000016	D64395	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];			GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: C00055 CIP: 100000363975	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el infusor dura 5 días, lo que para el uso al que va destinado de medicamento oncológico es necesario esa duración. En cuanto a seguridad de uso y resultados esta duración garantiza la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	40
	66	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000016	D64395	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 051000A2001 CIP: 100161106244	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el infusor dura 2 días y medio, lo que para el uso al que va destinado de medicamento oncológico es necesario una duración de 5 días, por lo que no esta indicado, lo que se puede ver comprometida la seguridad de uso y resultados del paciente al no estar indicado en menos tiempo. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	0
	66	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000016	D64395	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: UVA6005 CIP: 100161268583	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el infusor dura 5 días, lo que para el uso al que va destinado de medicamento oncológico es necesario esa duración. En cuanto a seguridad de uso y resultados esta duración garantiza la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	40
	67	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125];			BAXTER, S.L.		REF:2C2063K CIP:10011419058	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el infusor tiene una duración de 24 horas para minimizar las reacciones del medicamentos durante la infusión por lo que debe de pasar muy lentamente, para evitar reacciones post infusionales. Además el uso al que va destinado no debe superar las 24 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de 24 horas garantiza la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch				Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO					
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/				Página	42/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	67	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125];			B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF:4540058-07 CIP:100156296248	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el infusor tiene una duración de 4 horas por lo que pasa más rápidamente que la oferta de BAXTER lo que puede aumentar las reacciones del medicamentos durante la infusión. Esto afecta a la seguridad de uso y resultados pudiendo provocar reacciones post infusionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0
	67	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125];			CARDIVA 2, S.L.		REF:UFHC-10 CIP:100138001150	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el infusor tiene una duración de 1 día y 16 horas por lo que pasa más lentamente que la oferta de BAXTER, pero dado el uso al que va destinado el medicamento no esta indicado para infusiones de mas de 24 horas. Esto afecta a la seguridad de uso y resultados ya que no se asegura la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0
	67	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125];			IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: L25915-400H4 CIP: 100139151863	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el infusor tiene una duración de 4 horas por lo que pasa más rápidamente que la oferta de BAXTER lo que puede aumentar las reacciones del medicamentos durante la infusión. Esto afecta a la seguridad de uso y resultados pudiendo provocar reacciones post infusionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0
	67	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125];			PALEX MEDICAL, S.A.		REF: 342316 CIP: 100000393473	No hay muestra no podemos valorarlo	-
	67	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125];			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: UVA275100 CIP: 100135602824	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el infusor tiene una duración de 27 horas por lo que pasa más lentamente que la oferta de BAXTER, pero dado el uso al que va destinado el medicamento no esta indicado para infusiones de mas de 24 horas. Esto afecta a la seguridad de uso y resultados ya que no se asegura la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0
	68	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F21737	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];			BAXTER, S.L.		REF: 2C4008K CIP:100154963384	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el infusor tiene una duración de 12 horas lo que lo hace susceptible de uso en la actividad de antibioterapia domiciliaria, lo que nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de 12 horas garantiza la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch				Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO					
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/				Página	43/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	68	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F21737	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];			GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: C0020L CIP: 100000374784	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización su graduación es muy precisa va de 10 en 10 ml por lo que garantiza una precisión de la medicación mas fiable, su tamaño es mayor que la oferta de BAXTER lo que puede ser menos manejable para profesionales y pacientes. En seguridad de uso y resultados dispone de dos puertos diferentes uno para llenado y otro para administrar la medicación evita la manipulación de la conexión al paciente disminuyendo la posibilidad de contaminación. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40
	68	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F21737	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];			PALEX MEDICAL, S.A.		REF: 342321 CIP: 100000374683	No hay muestra no podemos valorarlo	-
	68	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F21737	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: UVA27520 CIP: 100161269987	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la graduación es poco visible por lo que puede dificultar observar el llenado del infusor en cualquier momento . En seguridad de uso y resultados dispone de dos puertos diferentes uno para llenado y otro para administrar la medicación evita la manipulación de la conexión al paciente disminuyendo la posibilidad de contaminación. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	20
	69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];			BAXTER, S.L.		REF: 2C4700K CIP:100007131131	Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 0,5 ml/hora lo que no da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a las oferta de Baxter que tienen 0.6 ml/hora. El sistema de medida es es días pero es menos intuitivo que la ofertas de IZASA lo que puede hacer que el paciente no vea con facilidad el correcto funcionamiento del dispositivo Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. No Trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. No presenta ningún sistema para poder colgarlo haciéndolo menos cómodo para su transporte. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	44/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];			B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF:C100005-S CIP:100158628405	Ofertas apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 0,5 ml/hora lo que no da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a las oferta de Baxter que tienen 0.6 ml/hora. No tiene sistema de medida lo que puede hacer que el paciente no vea con facilidad el correcto funcionamiento del dispositivo. En lugar de carcasa transparente tiene una estructura blanda protectora que se puede romper fácilmente y no consta en al documentación que sea fotoprotectora. Presenta un dispositivo tipo clam que utilizado por error puede hacer que se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. No trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta un sistema para poder colgarlo que no resulta de fácil manipulación. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	0
	69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];			CARDIVA 2, S.L.		REF:UFSC-0.5 CIP:100136966194	Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 0,5 ml/hora lo que no da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a las oferta de Baxter que tienen 0.6 ml/hora. El sistema de medida es muy intuitivo aunque este expresado en mililitros en la carcasa externa y fácilmente valorable para que el paciente sea capaz de ver el correcto funcionamiento del dispositivo. Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. Trae una etiqueta adhesiva un poco mas pequeña que la oferta de IZASA para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta un sistema para poder colgarlo haciéndolo menos cómodo para su transporte. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch	Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	45/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];			GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: C0005M CIP: 100000360046	Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 0,5 ml/hora lo que no da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a las oferta de Baxter que tienen 0.6 ml/hora. El sistema de medida es muy intuitivo aunque este expresado en mililitros en la carcasa externa y fácilmente valorable para que el paciente sea capaz de ver el correcto funcionamiento del dispositivo. Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. Trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta sistema para poder colgarlo haciéndolo mas cómodo para su transporte. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	20
	69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF:05100022001 CIP: 100161116447	Ofertas no cumple prescripciones técnicas porque la velocidad de infusión es de 1 ml/h y el GC que hemos licitado excluye los de 1 ml/h	-
	69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];			IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: L25915-100D7 CIP: 100028166004	Ofertas muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 0,6 ml/hora lo que da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a las ofertas que tienen 0.5 ml/hora. El sistema de medida es muy intuitivo por días en la carcasa externa y fácilmente valorable para que el paciente sea capaz de ver el correcto funcionamiento del dispositivo. Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. Trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta argolla para poder colgarlo haciéndolo mas cómodo. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	40
	69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];			PALEX MEDICAL, S.A.		REF: 335070 CIP: 100107300240	No presenta muestras por lo que no se ha podido valorar	-
	69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: UVA15010 CIP: 100161270998	Ofertas no cumple prescripciones técnicas porque la velocidad de infusión es de 1 ml/h y el GC que hemos licitado excluye los de 1 ml/h	-

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	46/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	70	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2];			CARDIVA 2, S.L.		REF: UFTC-1 CIP:100136975488	Ofertas no cumple prescripciones técnicas porque la velocidad de infusión es de 2 ml/h y el GC que hemos licitado excluye los de 2 ml/h	-
	70	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2];			GRIFOLS MOVACO, S.A		REF:C00105 CIP:100000343771	Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 1 ml/hora lo que no da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a la oferta de IZASA que tienen 1,3 ml/hora. El sistema de medida es muy intuitivo aunque este expresado en mililitros en la carcasa externa y fácilmente valorable para que el paciente sea capaz de ver el correcto funcionamiento del dispositivo. Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. Trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta sistema para poder colgarlo haciéndolo mas cómodo para su transporte. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	20
	70	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2];			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 5060002001 CIP:100161116548	Ofertas no cumple prescripciones técnicas porque la velocidad de infusión es de 2 ml/h y el GC que hemos licitado excluye los de 2 ml/h	-
	70	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2];			IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: L25915-065D2 CIP:100000645721	Ofertas muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 1,3 ml/hora lo que da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a la oferta de GRIFOLS que tienen 1 ml/hora. El sistema de medida es muy intuitivo por días en la carcasa externa y fácilmente valorable para que el paciente sea capaz de ver el correcto funcionamiento del dispositivo. Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. Trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta argolla para poder colgarlo haciéndolo mas cómodo. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	40
	70	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2];			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: UVA6020 CIP:100161271706	Ofertas no cumple prescripciones técnicas porque la velocidad de infusión es de 2 ml/h y el GC que hemos licitado excluye los de 2 ml/h	-

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch	Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	47/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	71	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D54019	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10];			BAXTER, S.L.		REF:2C4705K CIP:100007142940	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el difusor tiene una duración de 24 horas lo que lo limita la atención domiciliaria del paciente, lo que no nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de mas de 12 horas no garantiza la estabilidad de un medicamento poco estable. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0
	71	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D54019	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10];			B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF: 4540006-07 CIP:100155828321	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el difusor tiene una duración de 25 horas lo que lo limita la atención domiciliaria del paciente, lo que no nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de mas de 12 horas no garantiza la estabilidad de un medicamento poco estable. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0
	71	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D54019	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10];			CARDIVA 2, S.L.		REF: AFSC-5 CIP:100138078228	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el difusor tiene una duración de 25 horas lo que lo limita la atención domiciliaria del paciente, lo que no nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de mas de 12 horas no garantiza la estabilidad de un medicamento poco estable. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0
	71	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D54019	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10];			GRIFOLS MOVACO, S.A		REF:C0050M CIP: 100007144061	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el difusor tiene una duración de 20 horas lo que lo limita la atención domiciliaria del paciente, lo que no nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de mas de 12 horas no garantiza la estabilidad de un medicamento poco estable. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0
	71	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D54019	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10];			IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 5100005001 CIP: 100161116649	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el difusor tiene una duración de 20 horas lo que lo limita la atención domiciliaria del paciente, lo que no nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de mas de 12 horas no garantiza la estabilidad de un medicamento poco estable. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch				Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO					
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/				Página	48/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	71	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000016	D54019	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10];			IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: L25915-100H12 CIP: 100134473618	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el difusor tiene una duración de 12 horas lo que lo hace susceptible de uso en la actividad de antibioterapia domiciliaria, lo que nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de 12 horas garantiza la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40
	72	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000017	B76610	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 60-300ml.-VEL. INFUSION MAX:[0-5];VEL. INFUSION MIN:[1-3];CAPACIDAD RESERVORIO:[50-150];			BAXTER, S.L.		REF: 2C1154K CIP:100000644711	No presenta muestra no podemos valorar	-
	72	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000017	B76610	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 60-300ml.-VEL. INFUSION MAX:[0-5];VEL. INFUSION MIN:[1-3];CAPACIDAD RESERVORIO:[50-150];			GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: MC12M CIP: 100134505045	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
	73	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000017	D99328	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 60-300ml.-VEL. INFUSION MAX:[10-15];VEL. INFUSION MIN:[1-3];CAPACIDAD RESERVORIO:[300-450];			B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF:PSAF01 CIP:100105472770	Ofertas no cumple prescripciones técnicas porque la velocidad de infusión es de 1 a 7 ml/h y el GC que hemos licitado tiene infusión máxima entre 10 y 15 por lo que no esta dentro de este rango.	-
	73	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000017	D99328	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 60-300ml.-VEL. INFUSION MAX:[10-15];VEL. INFUSION MIN:[1-3];CAPACIDAD RESERVORIO:[300-450];			GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: MC1248L CIP: 100134507065	Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión entre 1-15 ml/h l.El sistema de medida es muy intuitivo aunque este expresado en mililitros en la carcasa externa y fácilmente valorable para que el paciente sea capaz de ver el correcto funcionamiento del dispositivo. Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. Trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta sistema para poder colgarlo haciéndolo mas cómodo para su transporte. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	20
	73	SU.PC.SANI.01.05.1 5.000017	D99328	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 60-300ml.-VEL. INFUSION MAX:[10-15];VEL. INFUSION MIN:[1-3];CAPACIDAD RESERVORIO:[300-450];			PALEX MEDICAL, S.A.		REF: 372590 CIP: 100013329944	No presenta muestras por lo que no se ha podido valorar	-

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch			Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO				
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			Página	49/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	74	SU.PC.SANI.01.05.2 0.000001	B42100	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm. C/LINEA-Forma del filtro:rectangular;Longitud de la línea:[15-30];CAPACIDAD DE FILTRACION:[0.2-0.2];			B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF:4184637 CIP:10013068525 1	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es flexible y tiene menos memoria de acodamiento lo que favorece la infusión de la medicación. Presenta una longitud adecuada permitiendo una mejor movilidad del paciente y manipulación por el personal. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuada consiguiendo el fin al que va perseguido	40
	74	SU.PC.SANI.01.05.2 0.000001	B42100	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm. C/LINEA-Forma del filtro:rectangular;Longitud de la línea:[15-30];CAPACIDAD DE FILTRACION:[0.2-0.2];			ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 011-H2741 CIP: 100132383708	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es flexible y tiene menos memoria de acodamiento lo que favorece la infusión de la medicación. Presenta una longitud adecuada permitiendo una mejor movilidad del paciente y manipulación por el personal. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuada consiguiendo el fin al que va perseguido	40
	74	SU.PC.SANI.01.05.2 0.000001	B42100	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm. C/LINEA-Forma del filtro:rectangular;Longitud de la línea:[15-30];CAPACIDAD DE FILTRACION:[0.2-0.2];			INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: A-2368 CIP: 100014378738	Oferta apta cumple prescripciones técnicas y no aporta destacables. En cuanto a facilidad de utilización es flexible, no presenta alargadera en uno de los extremos, lo que dificulta la manipulación por parte del personal y el confort para el paciente. Tiene una conexión en Y con terminal no fijo a la que se le puede retirar el bioconector con el riesgo de salida de medicación. Presenta una longitud menor que las ofertas mejor valoradas lo que puede dificultar la movilidad del paciente y manipulación por el personal. Seguridad de uso y resultados como se indica anteriormente puede suponer riesgo de salida de medicación por el bioconector no fijo. Rendimiento y eficacia adecuada consiguiendo el fin al que va perseguido	0
	74	SU.PC.SANI.01.05.2 0.000001	B42100	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm. C/LINEA-Forma del filtro:rectangular;Longitud de la línea:[15-30];CAPACIDAD DE FILTRACION:[0.2-0.2];			OIARSO, S.COOP		REF: 157.02 CIP: 100021950622	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es flexible y tiene menos memoria de acodamiento lo que favorece la infusión de la medicación. Presenta una longitud adecuada permitiendo una mejor movilidad del paciente y manipulación por el personal. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuada consiguiendo el fin al que va perseguido	40
	74	SU.PC.SANI.01.05.2 0.000001	B42100	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm. C/LINEA-Forma del filtro:rectangular;Longitud de la línea:[15-30];CAPACIDAD DE FILTRACION:[0.2-0.2];			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 309.0484 CIP: 100135394914	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es menos flexible lo que puede favorecer la memoria de acodamiento lo que puede dificultar la infusión de la medicación. Presenta una longitud menor que las ofertas mejor valoradas lo que puede dificultar la movilidad del paciente y manipulación por el personal. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuada consiguiendo el fin al que va perseguido	20

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoxIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	50/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	75	SU.PC.SANI.01.05.2 0.000002	C29254	FILTRO PARA MEZCLAS COMPLETAS DE NUTRIENTES 1.20µm.-Forma del filtro:rectangular;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[1-5];PVC:si;			OIARSO, S.COOP		REF: 157.12 CIP: 100014806963	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta alargadera en la parte proximal y distal lo que contribuye a evitar una manipulación próxima de la vía central del paciente, disminuyendo el riesgo de infección, facilitando la manipulación por parte de los profesionales y comodidad del paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuada consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
	75	SU.PC.SANI.01.05.2 0.000002	C29254	FILTRO PARA MEZCLAS COMPLETAS DE NUTRIENTES 1.20µm.-Forma del filtro:rectangular;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[1-5];PVC:si;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 309.1532 CIP: 100129276613	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta alargadera en la parte proximal ni distal lo que hace que haya que manipular la vía central del paciente mas cerca con el consiguiente aumento del riesgo de infección, disminuyendo la comodidad el paciente y dificultando la manipulación de los profesionales. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento: el hecho de que no disponga de alargadera en ninguno de los extremos hace que en el servicio se le añada una alargadera para evitar lo comentado anteriormente. Y eficacia adecuada.	0
	76	SU.PC.SANI.01.05.2 0.006000	C34776	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm.-Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[0-1];PVC:no;			INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: A6704 CIP: 100029402392	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el filtro es plano lo que favorece la manipulación y la comodidad para el paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia es adecuado consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	76	SU.PC.SANI.01.05.2 0.006000	C34776	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm.-Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[0-1];PVC:no;			VYGON, SAU		REF: 80922 CIP: 100000367319	Ofertas apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el hecho de no ser plana como la oferta de INTERSURGICAL ESPAÑA, dificulta la manipulación y la comodidad para el paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	0
	77	SU.PC.SANI.01.05.2 0.015000	C56069	FILTRO MEMBRANA PES 0.22µm.-Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[0-1];PVC:si;			NO HAY OFERTA				
	78	SU.PC.SANI.01.05.2 0.015000	C24503	FILTRO MEMBRANA PES 0.22µm.-Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[0-1];PVC:no;			INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: A6332 CIP: 100105332463	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20

Página 48

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch				Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO					
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/				Página	51/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	78	SU.PC.SANI.01.05.2 0.015000	C24503	FILTRO MEMBRANA PES 0.22µm- Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[0-1];PVC:no;			OIARSO, S.COOP		REF: 153.22 CIP: 100089159690	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
	79	SU.PC.SANI.01.05.2 0.200001	B38383	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ MUELLE-VALVULA - GC			ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 034-CS-53 CIP: 100014519368	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la punta del punzón permite gracias a su afilado una muy adecuada perforación de los viales. La zona de manipulación del dispositivo es muy ergonómica, por lo que el riesgo de contaminación es menor y facilita el trabajo de los profesionales dada la organización del servicio. En cuanto a seguridad de uso y resultados presenta un tapón en su parte distal que minimiza el riesgo de contaminación. La longitud del punzón que penetra en el vial es muy adecuada no quedando ninguna parte del mismo fuera del vial por lo que se minimiza también el riesgo de contaminación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40
	79	SU.PC.SANI.01.05.2 0.200001	B38383	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ MUELLE-VALVULA - GC			LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: EL487	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la punta del punzón permite gracias a su afilado una adecuada perforación de los viales. La zona de manipulación del dispositivo es menos ergonómica que la oferta de ICU MEDICAL, por lo que el riesgo de contaminación es mayor y no facilita el trabajo de los profesionales dada la organización del servicio. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta un tapón en su parte distal por lo que puede aumentar el riesgo de contaminación y exposición para los profesionales. La longitud del punzón que penetra en el vial es adecuada no quedando ninguna parte del mismo fuera del vial por lo que se minimiza el riesgo de contaminación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0
	79	SU.PC.SANI.01.05.2 0.200001	B38383	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ MUELLE-VALVULA - GC			VYGON, SAU		REF: 85601 CIP: 100006902925	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el afilado del extremo distal del punzón presenta un afilado poco adecuado para la perforación de los viales, lo que requiere un esfuerzo adicional para perforarlos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta un tapón en su parte distal lo que puede aumentar el riesgo de contaminación. Debido al tamaño de determinados viales para el que se destinaria el uso de este dispositivo y dada la longitud del punzón, éste no entraría en su totalidad en dichos viales lo que aumenta el riesgo de manipulación y de contaminación. Rendimiento adecuado, en cuanto a eficacia debido a la expuesto anteriormente se puede ver comprometida al aumentar el riesgo de contaminación y exposición.	0

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch		Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	52/53



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 26/09/2023

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Disponibilidad de equipamiento	Prescripciones Técnicas	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	79	SU.PC.SANI.01.05.2 0.200001	B38383	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ MUELLE-VALVULA - GC			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 803.4369 CIP: 100161273524	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el afilado del extremo distal del punzón presenta un afilado poco adecuado para la perforación de los viales, lo que requiere un esfuerzo adicional para perforarlos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta un tapón en su parte distal lo que puede aumentar el riesgo de contaminación. Debido al tamaño de determinados viales para el que se destinaria el uso de este dispositivo y dada la longitud del punzón, éste no entraría en su totalidad en dichos viales lo que aumenta el riesgo de manipulación y de contaminación. Rendimiento adecuado, en cuanto a eficacia debido a la expuesto anteriormente se puede ver comprometida al aumentar el riesgo de contaminación y exposición.	0
	80	SU.PC.SANI.01.05.2 0.200002	C01075	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO AIRE- Capacidad filtración: aire:[0-1];Capacidad filtración: líquidos:[0-1];			INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: WA6425 CIP: 100013320550	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20
	81	SU.PC.SANI.01.05.2 0.200010	E86251	TRASVASADOR LIQUIDOS C/ LÍNEA Y CONEXIÓN LUER HEMBRA-Látex:no;		COMPATIBLES CON BOMBAS DE LLENADO REPETER	NO HAY OFERTA				
	82	SU.PC.SANI.01.05.9 9.200006	E38933	TAPON PARA JERINGA ORAL GRANEL-Látex:no;			AMEBIL, S.L.		REF:OTC08 CIP:100160569310	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	82	SU.PC.SANI.01.05.9 9.200006	E38933	TAPON PARA JERINGA ORAL GRANEL-Látex:no;			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 805.3888 CIP: 100161273625	Oferta no cumple, la muestra presentada no encaja en una jeringa con coño luer que es para lo que va destinado, tal y como indica la definición del genérico en el catálogo del SAS	-

Córdoba, 20 de septiembre de 2023

Cada uno de los componentes de la presente comisión técnica, firmantes del presente informe, manifiestan la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Jefa de bloque quirúrgico HURS

Supervisora de Farmacia

Supervisor Servicio nefrología y endocrino

Supervisora UCI neonatal

Supervisora de Alergias e Inmunología

Supervisora de Oncología

Supervisora de Cuidados Paliativos

Firmado digitalmente por
ROJAS CALVO EVA MARIA -
30950091A
Fecha: 2023.10.16
11:26:04 +02'00'

Código:	6hWMS885PFIRMAUxEnRgwHoXIBW2ch	Fecha	16/10/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	53/53

