

ANEXO I PPT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES EXPEDIENTE 0000482/2026

AG	LT	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
1	1	SU.PC.SANI.01.05.15.000016		INFUSOR MEDICACION DE 50-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[150-200];VELOCIDAD DE INFUSION:[3-5];	Infusor de medicación regulable para aministrar medicación por perfusión continua ambulatoria (PCA). Descripción: Dispositivo mecánico compuesto por: - Carcasa con protección rayos UVA. - Reservorio de medicación graduado. - Restrictor de flujo. - Línea de conexión. - Filtro de aire - Bolsa de tejido textil opaco para medicamentos fotosensibles. * Sin latex Material: Carcasa y accesorios en material plástico. * Líneas de PVC no acodable. * Balón elastomérico de silicona. * Clip de sujección metálico. * Velocidad de infusión:[2-4];
	2	SU.PC.SANI.01.05.15.000017	D99328	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 50-300ml.-VEL. INFUSION MAX:[10-15];VEL. INFUSION MIN:[1-3];CAPACIDAD RESERVORIO:[300-450];	Infusor de medicación regulable para aministrar medicación por perfusión continua ambulatoria (PCA). * Regulador de flujo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y a 15 ml/h. * Contenedor de policarbonato no deformable. * Escala graduada, esterilizado por oxido de etileno. * Filtro antipartículas de 1,2 micras, * Filtro de venteo hidrófobo de 0,02 micras. * Balón de silicona de grado médico. * Tubo indeformable y antiacodamiento. * Válvula antirretorno. * Libre de látex.
2	3	SU.PC.SANI.01.05.10.200007	C23648	SISTEMA INFUSION CITOSTATICOS P/BOMBA-FILTRO HIDROFOBO:si;VALVULAS BIDIRECCIONALES:[5-5];VALVULAS UNIDIRECCIONALES:[0-0];PVC:no;	Equipo de infusión intravenosa fotoprotector, con toma de aire y filtro hidrófobo antibacteriano con sistema de cierre, perforador con cápsula protectora, cámara de goteo que permita ver el contenido y flexible con filtro incorporado de 15 micras. Tubo flexible de 3*4,1 mm aprox. De diámetro y entre 200-275 cm de longitud con 3 clamp de seguridad, uno de ellos debe estar situado entre el extremo distal y el punto de acceso de rescate y regulador de flujo o pinza-rodillo. Exento de látex y DEHP. Libre de PVC. 5 puntos de inyección sin aguja, uno de ellos en el extremo distal. Aplicaciones: para tratamientos de quimioterapia con bombas de perfusión.
	4	SU.PC.SANI.01.05.10.200007	E31609	SISTEMA INFUSION CITOSTATICOS P/BOMBA-FILTRO HIDROFOBO:si;VALVULAS BIDIRECCIONALES:[5-5];VALVULAS UNIDIRECCIONALES:[0-0];PVC:no;	Equipo de infusión intravenosa fotoprotector, con toma de aire y filtro hidrófobo antibacteriano con sistema de cierre, perforador con cápsula protectora, cámara de goteo que permita ver el contenido y flexible con filtro incorporado de 15 micras. Tubo flexible de 3*4,1 mm aprox. De diámetro y entre 200-275 cm de longitud con 3 clamp de seguridad, uno de ellos debe estar situado entre el extremo distal y el punto de acceso de rescate y regulador de flujo o pinza-rodillo. Exento de látex y DEHP. Libre de PVC. 3 puntos de inyección sin aguja, uno de ellos en el extremo distal. Aplicaciones: para tratamientos de quimioterapia con bombas de perfusión.
	5	SU.PC.SANI.01.05.10.200009		SISTEMA INFUSION CITOSTATICOS P/ BOMBA C/FILTRO-VALVULAS BIDIRECCIONALES:[0-0];VALVULAS UNIDIRECCIONALES:[0-0];PVC:no;	Equipo de infusión intravenosa fotoprotector, con toma de aire y filtro hidrófobo antibacteriano con sistema de cierre, perforador con cápsula protectora, cámara de goteo que permita ver el contenido y flexible. - Punzón aireado con tapón. - Cámara de goteo superior. - Clamp de rodillo. - Clamp de seguridad anti reflujo libre. - Luer lock macho - Tapón protector anti goteo. - Filtro hidrófobo para eliminación de aire sin riesgo de goteo. - Filtro de infusión de 0.2micras. Material: Material plástico.
	6	SU.PC.SANI.01.05.10.200007	G15449	SISTEMA INFUSION CITOSTATICOS P/BOMBA-FILTRO HIDROFOBO:no;VALVULAS BIDIRECCIONALES:[5-5];VALVULAS UNIDIRECCIONALES:[0-0];PVC:si;	Equipo de infusión intravenosa fotoprotector, con toma de aire y filtro hidrófobo antibacteriano con sistema de cierre, perforador con cápsula protectora, cámara de goteo que permita ver el contenido y flexible con filtro incorporado de 15 micras. con 3 clamp de seguridad, uno de ellos debe estar situado entre el extremo distal y el punto de acceso de rescate y regulador de flujo o pinza-rodillo. Exento de látex .

AG	LT	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
	7	SU.PC.SANI.01.05.10.200014	F90984	SITEMA INFUSIÓN CITOSTÁTICOS P/BOMBA CON SIST. DE SEGURIDAD-FILTRO HIDROFOBO:si;VALVULAS BIDIRECCIONALES:[1-1];VALVULAS UNIDIRECCIONALES:[2-2];	Equipo de infusión intravenosa fotoprotector, con toma de aire y filtro hidrófobo antibacteriano con sistema de cierre, perforador con cápsula protectora, cámara de goteo que permita ver el contenido y flexible con filtro incorporado de 15 micras. con 3 clamp de seguridad, uno de ellos debe estar situado entre el extremo distal y el punto de acceso de rescate y regulador de flujo o pinza-rodillo. Exento de látex y DEHP. Libre de PVC.
	8	SU.PC.SANI.01.05.10.200010	D44057	EQ. SECUNDARIO A SISTEMA INFUSION P/BOMBA CITOSTATICO C/ BIOCONECTOR Y FILTRO-FILTRO HIDROFOBO:si;VALVULAS BIDIRECCIONALES:[1-1];VALVULAS UNIDIRECCIONALES:[1-1];PVC:no;	Filtro de baja absorción a proteínas que permita el uso para anticuerpos monoclonales. Tapón de parada de flujo que permita parada de purga automática gracias a un filtro hidrófobo situado en la parte inferior del tapón protector. Tubo fotoprotector, con longitud de alargadera entre 35-45 cm +- 10% aproximadamente. Diámetro que permita un volumen muerto bajo (entre 4 y 5.5 ml) para un mejor cebado de la línea y aprovechamiento del citostáticos. Tubuladura interna libre de PVC. Válvula anti-retorno incorporada en la línea. Aplicaciones: para preparación y reconstrucción de citostáticos. Conexiones luer-lock macho en ambos extremos compatibles con las válvulas auto sellantes normales. *Filtro de 0,2 micras. Compatible con la administración de Taxol y otros medicamentos que requieran filtrado. *Doble pinza de seguridad con código de colores (rojo).
	9	SU.PC.SANI.01.05.10.200006	D45371	EQ. SECUNDARIO A SISTEMA INFUSION P/BOMBA CITOSTATICO C/ BIOCONECTOR Y FILTRO-FILTRO HIDROFOBO:si;VALVULAS BIDIRECCIONALES:[1-1];VALVULAS UNIDIRECCIONALES:[0-0];PVC:no;	Tubo fotoprotector con longitud total de la alargadera entre 35-40 cm +- 10% aproximadamente. Tubuladura interna libre de PVC. Diámetro que permita un volumen muerto bajo (entre 2 y 3 ml), para un mejor cebado de la línea y aprovechamiento del citostático. Válvula anti-retorno incorporada en la línea. Puerto de preparación invertido de seguridad sin tapón. Aplicaciones: para preparación y reconstrucción de citostáticos. Conexiones luer-lock macho en ambos extremos compatibles con las válvulas auto sellantes normales del mercado.
	10	SU.PC.SANI.01.05.10.200010	F17848	EQ. SECUNDARIO A SISTEMA INFUSION P/BOMBA CITOSTATICO C/ BIOCONECTOR Y FILTRO-FILTRO HIDROFOBO:si;VALVULAS BIDIRECCIONALES:[1-1];VALVULAS UNIDIRECCIONALES:[0-0];PVC:no;	Tubo fotoprotector con longitud total de la alargadera entre 30-40 cm +- 10% aproximadamente. Tubuladura interna libre de PVC. Tubuladura externa fabricada libre de PVC o con PVC exento de DEHP. Diámetro que permita un volumen muerto bajo (entre 2 y 3 ml), para un mejor cebado de la línea y aprovechamiento del citostático. Válvula anti-retorno incorporada en la línea. Puerto de preparación invertido de seguridad sin tapón. Aplicaciones: para preparación y reconstrucción de citostáticos. Conexión terminal luer-lock con filtro de venteo. Con filtro de 0,2 micras.
	11	SU.PC.SANI.01.11.00.104000	F17848	EQ. SECUNDARIO A SISTEMA INFUSION P/BOMBA CITOSTATICO C/ BIOCONECTOR-FILTRO HIDROFOBO:si;VALVULAS BIDIRECCIONALES:[1-1];VALVULAS UNIDIRECCIONALES:[0-0];PVC:si;	Tubo fotoprotector con longitud total de la alargadera entre 30-40 cm +- 10% aproximadamente. Tubuladura interna libre de PVC. Tubuladura externa fabricada libre de PVC o con PVC exento de DEHP. Diámetro que permita un volumen muerto bajo (entre 2 y 3 ml), para un mejor cebado de la línea y aprovechamiento del citostático. Válvula anti-retorno incorporada en la línea. Puerto de preparación invertido de seguridad sin tapón. Aplicaciones: para preparación y reconstrucción de citostáticos. Conexión terminal luer-lock con filtro de venteo. Con filtro de 0,2 micras